

ELENCO ESAMI ESEGUITI
(Allegato 1 Carta dei servizi)
elenco aggiornato al 14/12/2021

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
90012	17 alfa- idrossiprogesterone (17 oh-p)		6
	17 alfa-idrossiprogesterone (17 oh-p)	immunoenzimatico	ng/ml Neonati(femmine) 1 Mese dopo la nascita 2,4-16,8 2 Mesi dopo la nascita 1,6-9,7 3 Mesi dopo la nascita 0,1-3,1 Bambini 3-14 Anni 0.07-1.7 Donne Fase follicolare 0.1-0.8 Fase luteale 0.6-2.3 Gravidanza 2.0-12 Post-menopausa 0.13-0.51 Uomini 0.5 - 2.1
90013	17 chetosteroidi (dU)		6
	17 chetosteroidi (dU)	chimico con cromatografia	mg/24h donne 7-19 uomini 9-25 bambini fino 10 anni 1-5.5 ragazzi 10-16 anni 8-13
90014	17 idrossicorticoidi (dU)		15
	17 idrossicorticoidi (17 oh)	cromatografico	mg/24h Uomini 3 - 12 Bambini 0 - 5 donna 2.0-8.0 uomini 3.0-12.0 Donne 2 - 7 Bambine
90015	Acidi biliari		2
	Acidi biliari	enzimatico	μmol/l 2 - 10.0
90021	Ac. 5 idrossi 3 indolacetico (dU)		6
	Ac. idrossi-indolacetico	chimico-cromatografico	mg/24h 2,0 - 10
909412	BENZODIAZEPINE urinarie		5
	BENZODIAZEPINE	immunoenzimatico	Assenti
901112	C PEPTIDE basale	90111	5
	C PEPTIDE	immunometrico	ng/ml 0.8 - 4.0
90024	Acido ippurico (inizio turno)		6
	Acido ippurico (inizio turno)	hplc	g/g cre IBE= 1,6 gr/gr di creatinina
90025	Acido lattico		6
	Ac. lattico	chimico	mg/dl 4.5 - 19.8
90032	Acido piruvico		6
	Ac. piruvico	colorimetrico	mg /dL 0.36 - 0.70
900341	ACIDO VALPROICO		2
	ACIDO VALPROICO (metodo cromatografico,h	immunoenzimatico	mcg/ml 50 - 100
1	PSA FREE		1
	PSA LIBERO	Immunometrico	ng/ml 0.0 - 0.90
90035	Acido vanilmandelico		10
	Ac. vanilmandelico (VMA)	chimico con cromatografia	mg/24h fino a 6,6
90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAM.(IgG,IgA)		3
	ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAM. IgA	immunoenzimatico	UA/ml positivo > 18 negativo < 12 dubbio tra 12 e 18
90621	IMMUNOFISSAZIONE urine		10
	Immunofissazione urinaria		Ricerca componenti monoclonali
90045	Alanina aminotrasferasi (ALT) (GPT)	90045	0
	GPT - Alanina Aminotrasferasi (ALT)	UV cinetico	U/l Uomini 0 - 41 Donne 0 - 33
90051	ALBUMINA		1
	ALBUMINA	colorimetrico BCG	g/dL 3,5-5,2
90052	ALDOLASI (S)	90052	5
	ALDOLASI (S)	enzimatico	UI/ml 0,0 - 7,6
90053	ALDOSTERONE (orto)	90053	5
	ALDOSTERONE (orto)	immunometrico	pg / mL 22 - 353

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
90054	ALFA 1 ANTITRIPSINA (S)		3
	ALFA 1 ANTITRIPSINA (S)	nefelometrico	mg /dL 78 - 200
90055	ALFA 1 FETOPROTEINA	90055	2
	FETOPROTEINA (S/La/Alb)	immunoenzimatico	ng/ml Uomini e donne non in gravidanza < 10 ----- Donne in gravidanza 16 - 18 settimane < 71 19 - 21 settimane 21 - 96 22 - 24 settimane 51 - 150
90061	Alfa 1 glicoproteina acida		3
	Mucoproteina (alfa 1-glico)	turbidimetrico	mg /dL 58,2 - 154,8
90063	Alfa 2-Macroglobulina		6
	Alfa 2 Macroglobulina	immunodiffusione radiale	mg/100 ml Uomini 150 - 350 Donne 175 - 420
90064	Alfa Amilasi	90064	1
	Alfa amilasi	Substrato CNP-G3	U/l 28 - 100
90065	Alfa Amilasi (Isoenzimi)		10
	Amilasi Pancreatica	enzimatico colorimetrico	UI/l Inferiore a Inferiore a 53.0
12345	Omocisteina		1
	OMOCISTEINA	immunometrico	µmol/l Donne gravide: 8-10 Bambini sotto 15 anni: 8-10 Adulti 15-65 anni: 12-15 Anziani sopra 65 anni: 16-20
201209	CORTISOLO ore...	90153	3
	CORTISOLO ore...	immunometrico	ng/ml mattino: 8 - 25 pomeriggio: 1 - 17 mezzanotte: 1.0 5.0
90075	Ammonio	90075	3
	Ammonio (P)	enzimatico	mmol/l UOMINI 16-60 DONNE 11-51 Nuova metodica in uso dal 12/04/2021
188	Paul Bunnel	91214	2
	Reazione di Paul-Bunnel		Negativo
90082	ANGIOTENSINA II	90082	20
	ANGIOTENSINA II	LIA	ng/L 20 -40
12356	digossina	90211	2
	digossina		ng/ml indice terapeutico 0.8 - 2.0
90084	Apolipoproteina A1		3
	Apolipoproteina A1	nefelometrico	mg /dL uomo 79-169 donna 76-214
90085	Apolipoproteina B		3
	Apolipoproteina B	nefelometrico	mg /dL uomo 46-174 donna 46 -142
90091	Aptoglobina		7
	Aptoglobina	nefelometrico	g/L 30 - 200
90092	Aspartato Aminotrasferasi (AST) (GOT)	90092	0
	GOT - Aspartato aminotrasferasi (AST)	UV cinetico	U/l uomini 0 - 40 donne 0 - 32
12347	MONOTEST (EBV anticorpi eterofili)		0
	MONOTEST (EBV anticorpi eterofili)	immunocromatografia	NEGATIVO
1	PSA FREE		1
	Rapporto fPSA/PSA		> 0.20
91085	T.A.S.	91085	2
	T.A.S.	turbidimetria	UI/ml Adulti fino a 200 Bambini fino a 150 Nuova metodica
90093	Barbiturici		6
	Barbiturici	FLUORESCENZA POLARIZZATA	
90094	Benzodiazepine		5

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	Benzodiazepine	immunofluorescenza	mg/ml	In terapia: > 12
7989	inibina b			9
	inibina b	immunoenzimatico	pg/ml	Uomini:25-325 Donne:<341 Donne 3° giorno ciclo:<273 Donne post menopausa:<4 Bambini (<15 anni):4-352 Bambine (< 15 anni):< 83
90101	Beta 2 Microglobulina (siero)			2
	Beta 2 Microglobulina sierica	immunometria	mg/L	< 2.7 Nuova metodica in uso dal 23/02/2019
1057	BREATH TEST AL LATTOSIO			5
	BREATH TEST AL LATTOSIO	SPETTROMETRIA DI MASSA		NEGATIVO
90104	Bilirubina totale	90104		0
	Bilirubina totale	colorimetrico J.F. modif.	mg /dL	0,3 -1,2
90105	Bilirubina totale e frazionata	90105		0
	Bilirubina Totale		mg /dL	0,3 - 1,2
90111	C Peptide	90111		2
	C Peptide	immunometrico	ng/ml	0,8 - 4,0
221213	tampone alimento B6			4
	Carica microbica	BIOCHIMICO COLORIMETRICO		< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
90114	Calcio (siero)	90114		1
	Calcio (S/U/dU)	colorimetrico	mg /dL	Adulti: 8.8 - 10.2
90115	Calcitonina			2
	Calcitonina	immunometrico	pg / mL	< 18.0
90122	Esame calcoli urinari	90122		4
	Es. chimico dei calcoli urinari	Spettrometrico a		
260318	CENTROMERO CENP-B Abs			0
	CENTROMERO CENP-B Abs	multiplex luminex		<0,80 Negativo 0,80-1,10 Dubbio > 1,10 Positivo
901232	CARBAMAZEPINA			3
	CARBAMAZEPINA	immunoenzimatico	mcg/ml	4 - 12
90124	Catecolamine urinarie			13
	Catecolamine urinarie	HPLC	mcg/24h	
90125	CERULOPLASMINA			2
	CERULOPLASMINA	nefelometrico	mg/dl	20 - 60
901321	CICLOSPORINA			5
	CICLOSPORINA (metodo I.E.)	immunofl. polarizzata	microgr/l	100 - 350
90133	Cloro (siero)	90133		1
	Cloro (siero)	Ioni selettivi	mmol/l	96 - 111
90135	Vit. B12 (cianocobalamina)	90135		3
	Vitamina B12	immunometrico	pg/ml	197 - 771 Nuova metodica in uso 18/08/2018
90141	Hdl-Colesterolo			1
	Hdl-colesterolo	Enzimatico colorimetrico	mg /dL	Siero o plasma: > 35
90142	Ldl-colesterolo			1
	Ldl-colesterolo	Enzimatico	mg /dL	inferiore a 128 mg/dl
90143	Colesterolo totale	90143		1
	Colesterolo totale	Enzimatico colorimetrico	mg /dL	Desiderabile fino 200 Sospetto tra 200 e 239 A rischio >240
90144	Colinesterasi			1

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	<i>Colinesterasi</i>		U/I	uomini: 5320 - 12920 donne: 4260 - 11250
90152	CORTICOTROPINA (ACTH) (P)	90152		3
	<i>CORTICOTROPINA (ACTH) (P)</i>	<i>immunometrico</i>	pg / mL	6 - 48
90153	CORTISOLO	90153		2
	<i>CORTISOLO (S/U)</i>	<i>chemiluminescenza</i>	mcg/dL	mattino: 8 - 25 pomeriggio: 1 - 17 mezzanotte: 1.0 5.0
90154	CREATINCHINASI (CPK)			0
	<i>CPK - CREATINCHINASI (CPK o CK)</i>	<i>Cinetico IFCC</i>	U/I	Per soggetti sani, secondo TIEZ UOMINI: 20-200 DONNE: 20-180 NUOVA METODICA IN USO DAL 23/10/2019
90155	CK MB	90155		2
	<i>CK MB</i>	<i>UV-IMMUNOLOGICO</i>	U/I	< 25
90161	CREATINCHINASI ISOENZIMI			10
	<i>CREATINCHINASI ISOENZIMI</i>	<i>elettroforesi</i>		
90163	CREATININA	90163		1
	<i>CREATININA</i>	<i>Cinetico Jaffè</i>	mg /dL	uomini 0,7 - 1,2 donne 0,5 - 0,9 fino a 15 anni 0,17 - 0,87
90164	CREATININA CLEARANCE			1
	<i>CLEARANCE CREATININA</i>	<i>Cinetico Jaffè</i>	ml/min	uomini 85-125 donne 75-112
90171	DHEA			3
	<i>DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA)</i>	<i>ELISA</i>	ng/ml	Uomini 3-11 Donne 1 - 12
90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DHEA-S)	90172		2
	<i>DEA-S DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO</i>	<i>immunometrico</i>	mcg/dL	Uomini 34,5 - 568,9 Donne 25,9 - 460,2
90622	ESAME EMOCROMOCITOMETRICO	90622		0
	<i>Globuli rossi</i>		/mm cubo	4,5 - 6
	<i>Emoglobina</i>		gr/dl	Unici: 12,00 - 16,00 Uomo: 13,0 - 17 Donna: 12 - 16 Bambini: 13,0 - 17 Bambine: 12 - 16
221213	tampone alimento B6			4
	<i>Salmonella</i>			
	<i>Citrobacter</i>			
90173	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	90173		3
	<i>4 ANDROSTENEDIONE DELTA</i>	<i>immunometrico</i>	ng/ml	Uomini >=22 anni <0,30 - 1,65 Donne 22-39 anni 0,37 - 2,25 Donne 40-54 anni <0,30 - 1,90
221213	tampone alimento B6			4
	<i>Proteus</i>			
90175	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)	90175		6
	<i>DIIDROTESTOSTERONE (DHT)</i>	<i>immunometrico</i>	pg / mL	Uomini: 250-990 Donne: pre-menopausa 24-368 Post menopausa 10-181
90181	DOPAMINA			6
	<i>DOPAMINA</i>	<i>Immonometria</i>	pg/ml	fino a 30
90622	ESAME EMOCROMOCITOMETRICO	90622		0
	<i>Ematocrito</i>		%	Unici: 37 - 54 Uomo: 40 - 54 Donna: 37 - 47 Bambini: 40 - 54 Bambine: 37 - 47
90184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)	90184		7
	<i>ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)</i>	<i>chemiluminescenza</i>	ng/ml	Inferiore a 18,3
90185	ERITROPOIETINA			2
	<i>ERITROPOIETINA</i>	<i>immunometrico</i>	mUI/mL	4,3 - 29
90622	ESAME EMOCROMOCITOMETRICO	90622		0

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	Mcv		micron/cubo	82 - 100
90192	17 beta ESTRADIOLO (E2)	90192	0	
	17 beta ESTRADIOLO (E2)	immunometrico	pg / mL	Maschi: 14 - 75 Donne: Fase follicolare: 40.7 - 220.4 1gg prima incremento LH: 209 - 424.6 2gg dopo incremento LH: 74.7 - 117.1 Fase luteinica: 50.7 - 242.1 Nuova metodica in uso dal 07/03/2019
90193	ESTRIOLO (E3) (S/U)	90193	3	
	ESTRIOLO (E3) (S/U)	Immunometrico	ng/ml	Uomini: 15 - 45 Donne: fase follicolare 10 - 30 picco ovulatorio 40 - 100 fase luteinica 25 - 50 menopausa 10 - 20 Settimana di gestazione Valori 17a 10 - 27 18a 14 - 51 19a 26 - 52 20a 27 - 53 21a 24 - 66 22a 25 - 58 23a 27 - 70 24a 28 - 75 25a 29 - 84 26a 41 - 105 27a 41 - 110 28a 38 - 127 29a 45 - 146 30a 45 - 160 31a 50 - 170 32a 46 - 175 33a 60 - 180 34a 60 - 190 35a 65 - 200 36a 74 - 210 37a 90 - 234 38a 101 - 288 39a 102 - 306 40a 60 - 325 41a 95 - 280
90194	ESTRIOLO NON CONIUGATO		3	
	ESTRIOLO NON CONIUGATO	CHEMILUMINESCENZA		
90195	ESTRONE (E1)	90195	6	
	ESTRONE (E1)	immunometrico	pg/ml	Uomini: 9,0-79,1 Donne: premenopausa: 15,7-136,8 postmenopausa: 10,1-41,7
90201	ETANOLO		3	
	ETANOLO	enzimatico colorimetrico	mg/ml	Assente Analgesia lieve, incordinazione 0.2-0.4 Compromissione alla guida > di 0.5
90622	ESAME EMOCROMOCITOMETRICO	90622	0	
	Mch		PG	27 - 36
	Globuli Bianchi		10 ³ /uL	3,5 - 9
	*** Formula Leucocitaria ***			
	Eosinofili		%	0 - 7
	Basofili		%	0 - 2
	Neutrofili		%	42 - 85
	Linfociti		%	11 - 49
	Monociti		%	0 - 12
	Piastrine		10 ³ /uL	150 - 450
	Osservazioni			
	Mchc		g/dL	32 - 37
90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO	90213	2	

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO		
90214	FECI SANGUE OCCULTO	90214	3
	SANGUE OCCULTO FECI	Immunologico	Negativo Positivo se > 6 microg/g di feci
221213	tampone alimento B6		4
	Proteus spp /Providencia spp		
	Escherichia coli		
90223	FERRITINA	90223	1
	FERRITINA (P/(Sg)Er)	immunometrico	ng/ml Uomini: 30 - 400 Donne: 15 - 150
221213	tampone alimento B6		4
	Listeria spp.		
90225	SIDEREMIA	90225	0
	Fe -FERRO (S)	colorimetrico	mcg/dL Adulti: 33 - 193
90232	FOLATO	90232	3
	FOLATO	immunometrico	ng/ml 4,6 - 34,8
90233	FOLLITROPINA (FSH)	90233	2
	FSH -FOLLITROPINA (FSH) (S/U)	ELFA	mIU/mL Uomini: 2.1-18.6 Donne: Fase follicolare: 4.5-11.0 Fase ovulatoria: 3.6-20.6 Fase luteinica: 1.5-10.8 Donne in menopausa: 36.6-168.4 Nuova metodica in uso dal 16/02/2019
90234	FOSFATASI ACIDA	90234	2
	ACP - FOSFATASI ACIDA	colorimetrico	U/l Uomini: < 6.6 Donne: < 6.5
90235	FOSFATASI ALCALINA	90235	0
	ALP - FOSFATASI ALCALINA	colorimetrico	U/l Uomini 40 - 129 Donne 35 - 104 bambini 84 - 468 Nuova metodica in uso dal 09/12/2019
90242	FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP)	90242	2
	PAP -FOSFATASI PROSTATICA (PAP)	chemiluminescenza	ng/ml < 3,5
90245	FOSFORO	90243	0
	P -FOSFATO INORGANICO (S/U/dU)	blu di molibdeno	mg /dL Adulti: 2.5-4.5
90281	Hb - EMOGLOBINA GLICATA (HBA1C)		2
	HBA1C (valore in mmol/mol)		mmol/mol 20 - 42
100311	MTHFR (2 mutazioni)		8
	DNA - OMOCISTEINA 2 mutazioni (MTHFR)	Real time PCR	
90244	FOSFOESOSIIMERASI (PHI)		3
	FOSFOESOSIIMERASI (PHI)		
110511	Anticorpi HTLV 1 - 2		12
	Anticorpi HTLV 1 - 2	IMMUNOENZIMATICO	index < 0.9 Negativo, 0.9 - 1.1 Dubbio, >1.1 Positivo
90251	FRUTTOSAMINA (PROTEINE GLICATE) (S)		4
	FRUTTOSAMINA (PROTEINE GLICATE) (S)	colorimetrico	µmol/l 153 - 300
310511	tipizzazione linfocitaria		5
	tipizzazione linfocitaria	citofluorimetria	
200611	BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Abs IgM		7
	BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Abs IgM	multiplex luminex	U/ml < 20= Negativo 20-39= Positivo Basso 40-79= Positivo Medio 80-160= Positivo Alto
231111	aplotipo HLA DQ2 / HLA DQ8		11
	aplotipo HLA DQ2 / HLA DQ8	biologia molecolare	
90255	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT)	90255	0

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	GGT -GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GGT)	cinetico colorimetrico	U/l	UOMINI: 8 - 61 DONNE : 5 - 36
90261	GASTRINA (S)	90261	7	
	GASTRINA (S)	chemiluminescenza	pg / mL	13 - 115
90262	GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG)	90262	5	
	GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG)		mcg/ml	13 - 39
90263	GLUCAGONE	90263	5	
	GLUCAGONE	immunometrico	pg/ml	40 - 130
90264	GLUCOSIO (curva da carico 3 determinazio	90264	0	
	GLUCOSIO (curva da carico 3)	Enzimatico Colorimetrico		
90265	GLUCOSIO (curva da carico 5 determinazio	90265	1	
	Glicemia Basale		mg /dL	60 - 110
90271	GLICEMIA	90271	0	
	GLICEMIA	Enzimatico Colorimetrico	mg /dL	70 - 109
90273	TEST GRAVIDANZA	90273	0	
	GRAVIDANZA	Immunocromatografia		il risultato positivo indica una concentrazione urinaria di beta-HCG uguale o superiore a 30 mIU/mL. per confermare l'eventuale gravidanza si consiglia l'esecuzione del test della beta-HCG ematiche abbinato all'esame ecografico
50911	CTX (TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLL.)		5	
	CTX (TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLL.)	ECLIA	ng/ml	Donne Pre-menopausa: <0.573 Post-menopausa: <1.008 Uomini: 30-50 anni: <0.584 51-70 anni: <0.704 >70 anni: <0.854
90282	IDROSSIPROLINA (U)		10	
	IDROSSIPROLINA (U)	chimico	mg/24h	Dalla 1° settimana al 1° anno:55-220 dal 1° anno a 13 anni: 25-80 adulti: 10-40
901113	C Peptide dopo 30'	90111	7	
	C Peptide dopo 30'	immunometrico	ng/ml	
90284	CATENE KAPPA E LAMBDA urine		6	
	CATENE KAPPA E LAMBDA URINE	immunonefelometria	g/L	ASSENTI
70911	fattore VII		7	
	fattore VII	coagulativo	%	67 - 143
90275	Beta HCG	90275	0	

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	Beta HCG	immunochimico	mIU/mL UOMINI --> fino a 2.6 DONNE IN ETA' FERTILE --> fino a 5.3 DONNE IN MENOPAUSA --> fino a 8.3 DONNE GRAVIDE (*) ----- SETTIMANA(**) ----> valori attesi 5 -----> 217 - 7138 6-----> 158 - 31795 7-----> 3697 - 163563 8-----> 32065 - 149571 9-----> 63803 - 151410 10-----> 46509 - 186977 12-----> 27832 - 210612 14-----> 13950 - 62530 15-----> 12039 - 70971 16-----> 9040 - 56451 17-----> 8175 - 55868 18-----> 8099 - 581176 * --> LA GRAVIDANZA DEVE ESSERE CONFERMATA MEDIANTE ESAME ECOGRAFICO. I VALORI INDICATI SI INTENDONO COMPATIBILI CON IL PERIODO GESTAZIONALE CUI FANNO RIFERIMENTO. ** --> PER SETTIMANA SI INTENDE TEMPO DECORSO DALL'ULTIMA MESTRUAZIONE VALORI DUBBI ----- PER I VALORI COMPRESI TRA 5,1 E 30 SI CONSIGLIA RIPETIZIONE DEL DOSAGGIO A DISTANZA DI ALMENO 48 ORE
90291	INSULINA	90291	1
	INSULINA (S)	Immunometrico	µU/mL <17.0 Nuova metodica in uso dal 03/04/2019
90292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH)	90292	0
	LDH - LATTATO DEIDROGENASI (LDH)	cinetico UV	U/l 135-225 nb. nuova metodica in uso dal 05/05/2021
901114	C Peptide dopo 60'	90111	7
	C Peptide dopo 60'	immunometrico	ng/ml 0.8 - 4.0
90295	LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP) (S)		5
	LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP) (S)	enzimatico	mU/l 8 - 22
901115	C Peptide dopo 90'	90111	7
	C Peptide dopo 90'	immunometrico	ng/ml 0,4 - 3,53
90302	LIPASI		1
	LIPASI (S)	Enzimatico colorimetrico	U/l 13 - 60
90303	LIPOPROTEINA (a)		6
	LIPOPROTEINA (a)	nefelometrico	mg /dL 0 - 30
901116	C Peptide dopo 120'	90111	7
	C Peptide dopo 120'	immunometrico	ng/ml 0,4 - 3,53
901117	C Peptide dopo 180'	90111	7
	C Peptide dopo 180'	immunometrico	ng/ml 0,4 - 3,53
90314	SPERMIOGRAMMA		9
	SPERMIOGRAMMA		
90161	CREATINCHINASI ISOENZIMI		10
	CK-BB		% 0
	ck-mb		% Inferio 0-3% se l'attività CK è compresa tra 15 e 500 U/L 0-4% se l'attività di CK è superiore a 500 U /L
90322	LITIO		2
	LI -LITIO (P)	Ioni selettivi	mmol/l Concentrazione terapeutica 0.60-1.20 Concentrazione tossica > 2.00 Nuova metodica in uso dal 11/05/2021

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
90323	LUTEOTROPINA (LH)	90323	0
	LH -LUTEOTROPINA (LH) (S/U)	immunometrico	mUI/mL Uomini: 1.7 - 11.2 Donne • in fase follicolare: 1.7 - 13.3 • in fase ovulatoria: 4.1 - 68.7 • in fase luteale: 0.5 - 19.8 • in postmenopausa: 14.4 - 62.2 Nuova metodica in uso dal 21/02/2019
121011	ormone antimulleriano (AMH)		8
	ormone antimulleriano	chemiluminescenza	ng/ml Donne(anni): 18-25: 0.96-13.34 26-30: 0.17 - 7.37 31-35: 0.07-7.35 36-40: 0.03 - 7.15 41-45: fino a 3.27. >45: fino a 1.15 Uomini (anni): > 18: 0.73-16.05
90325	MAGNESIO TOTALE		1
	MG -MAGNESIO TOTALE (S/U/dU/(Sg)Er)	Enzimatico colorimetrico	mg /dL 1,7 - 2,6
90331	MANGANESE (S)		4
	MANGANESE (S)	assorbimento atomico	mcg/L 0.5 - 3.0
90334	MICROALBUMINURIA		0
	MICROALBUMINURIA	turbidimetrico	mg/L 0 - 25
903821	PROLATTINA basale (PRL)	90382	1
	PRL -PROLATTINA basale	immunoenzimatico	ng/ml Uomini: 3.3-20.8 Donne in età fertile: 2.1-47.6 Donne post menopausa: 0.0-41.4 Aumenta fisiologicamente in gravidanza Nuova metodica in uso dal 16/02/2019
90335	MIOGLOBINA (S/U)		4
	MIOGLOBINA (S/U)	immunochimico	mcg/L < 70
71211	NICHEL (su urine 24h)		5
	NICHEL (urine 24h)	assorbimento atomico	mcg/L 5 - 65
90342	NICHEL		5
	NICHEL	assorbimento atomico	mcg/L Fino a 1 per soggetti non esposti
221212	tampone alimento B5		4
	Carica microbica	BIOCHIMICO COLORIMETRICO	< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	Salmonella		
	Citrobacter		
	Proteus		
	Proteus spp /Providencia spp		
90353	OSSALATI (U)		6
	OSSALATI (U)	chimico	mg/24h Uomini: 7-44 Donne: 4-31 Bambini: 13-38
90354	OSTEOCALCINA (BGP)	90354	6
	OSTEOCALCINA (BGP)	immunometrico	ng/ml uomini: 4.6-65.4 donne premenopausale: 6.5-42.3 postmenopausale: 5.4-59.1
90355	PARATORMONE (PTH)	90355	2
	PARATORMONE (PTH)	immunometrico	pg / mL 8 - 80
90363	PIOMBO (S/U)		5

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	PIOMBO (S/U)	assorbimento atomico	mcg/100mL soggetti professionalmente esposti: < 60 > 40 sorveglianza sanitaria Lavoratrici in età fertile: > 40 allontanamento
90374	POTASSIEMIA (K)	90374	1
	K- POTASSIO	Ioni selettivi	mEq/l 3,5 - 5,5
90381	PROGESTERONE	90381	0
	PRG -PROGESTERONE (S)	immunometrico	ng/ml UOMINI < 0.46 DONNE: FASE FOLLICOLARE < 0.87 FASE LUTEINICA 0.37 - 18.4
90382	PROLATTINA (PRL) a 15 minuti	90382	1
	PROLATTINA (PRL) a 15 minuti	ELFA	ng/ml Uomini: 3.3-20.8 Donne in età fertile: 2.1-47.6 Donne post menopausa: 0.0-41.4 Aumenta fisiologicamente in gravidanza Nuova metodica in uso dal 16/02/2019
20	citologico urinario primo campione		10
	citologico urinario	microscopia	
90385	PROTEINE totali	90385	0
	PROTEINE	Al Biureto	g/dL 6,6 - 8,7
90392	PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA		5
	PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA	fluorimetrico	mcg/L 14 - 30
90394	RAME (S/U)		3
	RAME (S/U)	colorimetrico	mcg/ml uomini 70 - 140 donne 80 - 155
90402	RENINA (orto)	90402	5
	RENINA (orto)		μU/mL 4.4 - 46.1
90404	SODIEMIA (Na)	90404	1
	NA-SODIO	Ioni selettivi	mEq/l 135 - 145
904122	TEOFILLINA	90412	6
	TEOFILLINA (metodo I.E.)		concentrazione terapeutica 10-20 concentrazione tossica > 20
90413	TESTOSTERONE	90413	2
	TESTOSTERONE	CHEMILUMINESCENZA	ng/dl Uomini: 262 - 870 Donne: 9.4 - 96
90414	TESTOSTERONE LIBERO		7
	TESTOSTERONE LIBERO	RIA	pg/ml Uomini: 10-20 anni: 24.5-64.8 20-30 anni: 27.3-69.3 30-50 anni: 20.8-64.0 > 50 anni: 15.3-51.8 Donne : Inferiore a 9.0
90415	TIREOGLOBULINA (Tg)	90415	2
	Tg -TIREOGLOBULINA	Immunometrico	ng/ml 3.5-77 ng/mL nuova metodica in uso dal 27-6-2018
90264	GLUCOSIO (curva da carico 3 determinazio	90264	0
	Glicemia dopo 120 minuti		
901331	CLORO (Urine)	90133	1
	CLORO (Urine)	ISE	mEq/24 h 170 - 250
90421	TIREOTROPINA (TSH)	90421	1
	TSH -TIREOTROPINA	Immunometrico	μU/mL 0.270 - 4.20

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
21	citologico urinario secondo campione		11
	<i>citologico urinario secondo campione</i>	<i>microscopia</i>	
90423	TIROXINA LIBERA (FT4)	90423	1
	FTA -TIROXINA LIBERA	Immunometrico	ng/dl Soggetti Eutiroidei: 0.93 - 1.7 Nuova metodica in uso dal 11/7/2018
90424	TRANSFERRINA		1
	TRANSFERRINA	turbidimetrico	mg/dl 200 - 360
90432	TRIGLICERIDI	90432	1
	TRIGLICERIDI	Enzimatico colorimetrico	mg /dL Uomini 60 - 165 Donne 40 -140
90433	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	90433	1
	FT3 -TRIODOTIRONINA LIBERA	Immunometrico	pg / mL Soggetti eutiroidei: 2.0 - 4.4
90434	TRIPSINA (S/U)		10
	TRIPSINA (S/U)		
90435	URICEMIA	90435	1
	URICEMIA	Uricasi POD Trinder	mg /dL Uomini:3.4 - 7.0 Donne: 2.4 - 5.7
90441	AZOTEMIA	90441	1
	AZOTEMIA	Ureasi/GLDH	mg /dL 16.6 - 48.5 Nuova metodica in uso dal 01/07/2019
90453	XILOSIO (Test di assorbimento)		5
	XILOSIO (Test di assorbimento)		
90454	ZINCO (S/U)		3
	ZINCO (S/U)	colorimetrico	mcc/L Popolazione generale: 800 - 1600
90472	gruppo sanguigno		2
	ANTICORPI ANTI A/B	agglutinazione	
90475	ex anti card. lip		10
	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG	mg/24h/m qua	< 11 negativo 11 - 20 intermedio 21 - 80 media positività > 80 fortemente positivo
90481	ANTICORPI ANTI MUCOSA GASTRICA		7
	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRIC	immunofluorescenza	< 1/40 Negativo
90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO (o DS)		4
	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	immunofluorescenza	UI/ml < o uguale a 4.99 Negativo 5.00-9.99 Dubbio > o uguale a 10.00 Positivo
90484	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI		6
	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Caratterizz	immunometria	
31	streptozyme		5
	streptozyme	emoagglutinazione	< o uguale 1/100 Negativo > 1/100 Positivo
32	G6PDH		4
	G6PDH	cinetico uv	U/g Hb Soggetti normocitemici: 9.4-17.8 Soggetti microcitemici: 15.3-30.5
23	citologico urinario terzo campione		12
	<i>citologico urinario terzo campione</i>	<i>microscopia</i>	
901635	CREATINURIA	90163	0
	CREATININA URINARIA	Cinetico Jaffè	mg/24h 800 - 2000
90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAM.(IgG,IgA)		3
	ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAM. IgG	immunoenzimatico	UA/ml positivo > 18 negativo < 12 dubbio tra 12 e 18
4	coprocoltura (germi comuni)	90943	2

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	coprocultura (germi comuni)	COLTURALE	NEGATIVO ----- N.B. La richiesta di "Coprocoltura" prevede la ricerca obbligatoria di Salmonella, Shigella, Campylobacter che rappresentano gli agenti causali più frequenti di gastroenterite. Altri patogeni enterici devono essere richiesti specificamente in relazione al quadro clinico o al contesto epidemiologico (es. E. coli enteroemorragico, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica)
7	tampone faringo-tonsillare(germi comuni)	90935	3
	tampone faringo-tonsillare(germi comuni)	colturale	normale flora saprofita
8	Chlamydia da tampone uretrale		2
	Chlamidia (tampone uretrale)	Immunocromatografia	
18	ALDOSTERONE (clino)	90053	5
	ALDOSTERONE (clino)	11	pg / mL 11,7 - 236
58	VIRUS EPSTEIN BARR EARLY IgM (EBV)		3
	VIRUS EPSTEIN BARR EARLY IgM (EBV)	ELISA	index Inferiore a 0.8 negativo Tra 0.8 -1.2 dubbio Maggiore 1.2 positivo
90511	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)		5
	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)	immunoenzimatico	U/ml normale <5 elevato >10 borderline 5-10
88	helicobacter pylori (feci)		3
	helicobacter pylori (feci)	Immunocromatografia	
89	spermiocoltura (germi comuni)	90934	3
	Spermiocoltura (germi comuni)		NEGATIVO ----- La ricerca di germi comuni comprende: Escherichia Coli, Proteus spp, Pseudomonas spp, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis
90514	AbTPO	90514	1
	TPO -ANTICORPI ANTI MICROSOMI	Immunometrico	IU/ml 0-34
90	test rapido per strep. A (beta emolitico)		0
	test rapido per strep. A (beta emolitico)	Immunocromatografia	NEGATIVO
90521	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)		5
	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)	immunofluorescenza	Titolo inferiore 1/40. La positività ad alto titolo può essere associata a cirrosi biliare primitiva
90522	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)		2
	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	immunofluorescenza	Inferiore a 1/40
90523	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore)		5
	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore)	immunofluorescenza	titolo inferiore a 1:20
90524	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)		2
	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	ELISA	index < 0,8 --> NEGATIVO 0,8 - 1,2 --> DUBBIO > 1,2 --> POSITIVO
100	Toxo IgG		2
	Toxo IgG	ELFA	UI/ml < 4 negativo tra 4 e 8 dubbio > 8 immunità
70	Vitamina D (25 -OH)		1
	Vitamina D (25 -OH)	Chemiluminescenza	ng/ml 8,9 - 44,7 Nuova metodica in uso dal 7/7/2020

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
90533	ANTICORPI ANTI PIASTRINE INDIRETTO		6
	ANTICORPI ANTI PIASTRINE IDENTIFICAZIONE	immunoenzimatico	Negativo ----- La terapia con IVIG può interferire con i risultati. Si consiglia di valutare attentamente i risultati ottenuti
90535	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH		2
	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH	immunometrico	U/l Positivo: > o uguale a 0.40 Negativo: < di 0.40 Nuovi valori di riferimento. Nuova metodica in uso dal 01/12/2021
101	Toxo IgM		2
	Toxo IgM	ELFA	< 0,55 negativo 0,55 - 0,65 dubbio > 0,65 positivo
102	VDRL (RPR)		2
	VDRL (RPR)	CARBON ANTIGEN CARD	Negativo
90544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)	90544	2
	ABTG -ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA	Immunometrico	IU/ml 0 - 115
104	rubeo IgM		2
	rubeo IgM	ELFA	indice < 0.80 negativo 0.80 - 1.20 dubbio > 1.20 positivo Nel caso di valore Positivo si consiglia approfondimento diagnostico mediante test dell'AVIDITA' ROSOLIA IgG
90551	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	90551	2
	125 -ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	ELFA	UI/ml fino a 35 Nuova metodica in uso dal 19/11/2018
90552	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	90552	2
	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	ECLIA	U/ml < 25 N.B. nuova metodica in uso dal 17-10-2018 si prega di prestare attenzione nel confrontare i valori con metodi e sistemi diversi
90553	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	90553	2
	199ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	ELFA	UI/ml Fino a 27.0 Nuova metodica in uso da 16/11/2018
90555	ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)	90555	5
	ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)	chemiluminescenza	UI/ml < 25
90561	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)		7
	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)	immunometrico	U/ml 0 - 6
103	Tpha		2
	Tpha	immunometrico	index < 0.8 --> Negativo 0,8 - 1,2 --> Dubbio > 1,2 --> Positivo
90563	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	90563	2
	CEA -ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	immunometrico	ng/ml < 4.7 N.B. nuova metodica in uso dal 19-10-2018 si prega di prestare attenzione nel confrontare i valori con metodi e sistemi diversi
90564	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)	90564	2
	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)	chemiluminescenza	U/l < 85
90565	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)	90565	2

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	PSA -ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO	immunometria	ng/ml	UOMINI < 40 anni --> fino a 1,4 tra 40 e 49 anni --> fino a 2.0 tra 50 e 59 anni --> fino a 3.1 tra 60 e 69 anni --> fino a 4.1 > 70 anni --> fino a 4.4 nuova metodica in uso dal 2/7/2018
90285	CURVA INSULINEMICA	90285	1	
	Ins. basale	immunometrico	mcU/ml	<17.0
	Ins. dopo 30 min		mcU/ml	35 - 200
	Ins. dopo 60 min		mcU/ml	40 - 200
	Ins. dopo 90 min		mcU/ml	27 - 180
	Ins. dopo 120 min		mcU/ml	15 - 150
105	rubeo IgG		2	
	rubeo IgG	ELFA	UI/ml	< 10 negativo 10-15 dubbio > 15 positivo
2356	Anticorpi anti-nucleo (ENA) screening		3	
	Aanticorpi anti-nucleo estraibili (ENA)	immunofluorescenza	U.E.	> 1,2 --> POSTIVO < 0,8 --> NEGATIVO 0,8 - 1,2 --> DUBBIO
90575	ANTITROMBINA III		2	
	III FUNZIONALE	IMMUNOTURBIDIMETRICO	%	75 - 125 %
91	Anticorpi anti-citrullina		3	
	Anticorpi anti-citrullina	immunoenzimatico	U/ml	< 5 Negativo
90472	gruppo sanguigno		2	
	Fattore Rh (anti D)			
90602	C3 complemento		2	
	C3 complemento	nefelometrico	mg /dL	NEONATI : 58-108 3 MESI : 67-124 6 MESI : 74-138 9 MESI : 78-144 12 MESI : 80-150 2-10 ANNI : 80-150 12-20 ANNI : 85-160 20-40 ANNI : 82-160 40-70 ANNI : 90-170
90603	Crioglobuline (Agglutinine a freddo)		4	
	Crioglobuline (Agglutinine a freddo)	chimico		Assenti
90613	CYFRA 21-1		7	
	CYFRA 21-1	immunometrico	ng/ml	fino a 2,08
90614	D-DIMERO		2	
	D-DIMERO (EIA)	immunoturbidimetria	ng/ml	< 500 per quanto riguarda la Trombosi Venosa Profonda ed Embolia Polmonare
90625	EOSINOFILI (Conteggio)(Alb)	90625	1	
	EOSINOFILI (Conteggio)(Alb)			
905141	Microsomiali abs	90514	2	
	Microsomiali abs	RIA	UI/ml	<32 Nuova metodica in uso dal 23/09/2021
13	elettroforesi emoglobina		4	
	elettroforesi emoglobina	elettroforesi		
14	RETICOLINA ABS IGA		8	
	RETICOLINA ABS IGA	MMUNOFLUORESCENZA		
16	Anti transglutaminasi IgA		3	
	transglutaminasi IgA	immunoenzimatico	U/ml	< 12 Negativo 12 - 18 Dubbio > 18 Positivo
90642	FATTORE REUMATOIDE	90642	1	
	RF -FATTORE REUMATOIDE	turbidimetrico	UI/ml	Inferiore a 14 Nuova metodica in uso dal 07/12/2019

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
11	anticorpi anti endomisio IgG		3
	<i>anticorpi anti endomisio IgG</i>	<i>immunofluorescenza dirett</i>	< 1/10 Negativo
90651	FIBRINOGENO	90651	1
	<i>FIBRINOGENO</i>	<i>Clauss</i>	mg /dL 150 - 400
9	tampone vaginale (germi comuni)	90934	3
	<i>tampone vaginale (germi comuni)</i>	<i>colturale</i>	NEGATIVO ----- La ricerca di germi comuni comprende: Escherichia Coli, Proteus spp, Pseudomonas spp, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis
12	C4 complemento		2
	<i>C4 complemento</i>	<i>nefelometrico</i>	mg /dL 12 - 36
90745	conta dei reticolociti	90745	1
	<i>conta dei reticolociti</i>	<i>Sysmex XT4000</i>	% neonati ----- 0-2 giorni 2,0 - 6,0 2-4 giorni 1,6 - 4,6 4-7 giorni 1,0 - 3,2 7-30 giorni 0,6 - 2,4 lattanti ----- 30-60 giorni 0,7 - 3,2 2 - 3 mesi 0,7 - 3,0 3 - 6 mesi 0,7 - 2,7 6 - 12 mesi 0,6 - 2,4 bambini ----- 1- 12 anni 0,5 - 2,2 adolescenti ----- 12-18 anni 0,5 - 2,1 adulti ----- 18- >65 anni 0,5 - 2,0
15	Esame parassitologico feci	91054	3
	<i>esame parassitologico feci</i>	<i>microscopia</i>	NEGATIVO
902142	FECI SANGUE OCCULTO secondo campione	90214	2
	<i>SANGUE OCCULTO FECI</i>	<i>Immunologico</i>	Negativo Positivo se > 6 microg/g di feci
106	Cytomegalovirus IgG		2
	<i>Cytomegalovirus IgG</i>	<i>immunoenz. fluorescente</i>	aU/ml < 4 da 4 a 6 > 6 negativo dubbio positivo
107	Cytomegalovirus IgM		2
	<i>Cytomegalovirus IgM</i>	<i>immunoenz. fluorescente</i>	UR/mL < 0,70 0,70 - 0,90 > 0,90 Negativo Dubbio Positivo in caso di positività a Cytomegalovirus IgG e IgM si consiglia approfondimento diagnostico mediante test dell'avidità Cytomegalovirus IgG
902143	FECI SANGUE OCCULTO terzo campione	90214	1
	<i>SANGUE OCCULTO FECI</i>	<i>Immunologico</i>	Negativo Positivo se > 6 microg/g di feci
71	Pap test (esame citologico vaginale)		20
	<i>Pap test (esame citologico vaginale)</i>	<i>citologia in fase liquida</i>	
902911	INSULINA dopo 120 minuti	90291	1
	<i>INSULINA dopo 120 minuti</i>	<i>Immunometrico</i>	µU/mL 15 - 150
17	Calcio ionizzato		1
	<i>calcio ionizzato</i>	<i>chimico</i>	mg /dL 4,0 - 5,5
902841	CATENE Kappa siero		6
	<i>CATENE Kappa nel siero</i>	<i>nefelometrico</i>	g/L 1,7 - 3,7
902842	CATENE Lambda siero		6
	<i>CATENE Lambda nel siero</i>	<i>nefelometrico</i>	g/L 1,1 - 2,4

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
902843	CATENE Kappa urine		6	
	<i>Catene Kappa urine</i>	<i>nefelometrico</i>	g/L	ASSENTE
9028434	CATENE lambda urine		6	
	<i>Catene Lambda urine</i>	<i>nefelometrico</i>	g/L	ASSENTE
28	scotch test	90932	1	
	<i>scotch test</i>	<i>microscopia</i>		NEGATIVO
90241	fosfatasi alcalina ossea		6	
	<i>fosfatasi alcalina ossea</i>	<i>Chemiluminescenza</i>	mcg/l	Uomini: 5,5 - 22,9 Donne: Premenopausa: 4,9 - 26,6 Postmenopausa: 5,2 - 24,4
90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO	90213	2	
	<i>Colore</i>			
	<i>Consistenza</i>			
	<i>pH</i>			
	<i>Muco</i>			
	<i>Fibre vegetali</i>			
90683	IgE TOTALI (PRIST)	90683	2	
	<i>IgE TOTALI</i>	<i>immunometrico</i>	IU/ml	< 200
90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO	90213	2	
	<i>Fibre carnee</i>			
90685	IgG-Immunoglobuline		1	
	<i>IgG-Immunoglobuline</i>	<i>immunoturbidimetria</i>	g/L	7-16 NUOVA METODICA CON NUOVA UNITA' DI MISURA E NUOVI VALORI DI RIFERIMENTO
90691	MMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (ICC O CIC)		10	
	<i>MMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (ICC O CIC)</i>		mcgEq/ml	<4.4 Negativo 4.4 - < 10.8 Dubbio > o uguale a 10.8 Positivo
90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO	90213	2	
	<i>Acidi grassi</i>			
90694	IgA-Immunoglobuline		3	
	<i>IgA -Immunoglobuline</i>	<i>immunoturbidimetria</i>	g/L	popolazione adulta 0.7 - 4 0-1 anni: 0 - 0.83 1-3 anni : 0.20-1.00 4-6 anni : 0.27-1.95 7-9 anni : 0.34-3.05 10-11 anni : 0.53-2.04 12-13 anni : 0.58-3.58 14-15 anni : 0.47-2.49 16-19 anni : 0.61-3.48 NUOVA METODICA CON NUOVA UNITA' DI MISURA E NUOVI VALORI DI RIFERIMENTO
90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO	90213	2	
	<i>Grassi neutri</i>			
30510	EMOCROMO CITRATO	90622	0	
	<i>Globuli rossi (citrato)</i>		/mm cubo	4,5 - 6
90704	LEUCOCITI (Conteggio e formula leucocita	90704	1	
	<i>LEUCOCITI (Conteggio e formula leucocita</i>			
90711	METAEMOGLOBINA ((Sg)Er)		6	
	<i>METAEMOGLOBINA ((Sg)Er)</i>			
60520	HCV RNA GENOTIPO		15	
	<i>HCV RNA GENOTIPO</i>			
90713	PIASTRINE (Conteggio)	90713	1	
	<i>PIASTRINE (Conteggio)</i>	<i>SYSMEX XT</i>	10 ³ /uL	150 - 450
19	CITOLOGIA ESPETTORATO IN FASE LIQUIDA		12	
	<i>CITOLOGIA ESPETTORATO IN FASE LIQUIDA</i>	<i>COLORAZIONE PAPANICOLAU</i>		
90721	PROTEINA C COAGULATIVA		2	

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	PROTEINA C COAGULATIVA	cromogenico	% > 64 valori diminuiti di Proteina C possono essere associati a deficit di vitamina K, TAO (Coumadin e Sintrom), malattie epatiche, gravidanza, terapia estroprogestinica
1200	CH 50 (COMPLEMENTO TOTALE)		8
	CH 50 (COMPLEMENTO TOTALE)	colorimetrico	%
90723	PROTEINA C REATTIVA		1
	PCR	turbidimetrico	mg/L NB: Nuova metodica in uso dal 06-8-2019 0 - 5 ----- i risultati del test devono essere interpretati unitamente alle informazioni derivanti dalle notizie cliniche del paziente. la PCR aumenta con l'età, nei fumatori e in donne in terapia sostitutiva ormonale in menopausa. Al fine di escludere l'infiammazione acuta considerata la variabilità delle concentrazioni di PCR è stato proposto di misurare due volte la PCR a distanza di 2 - 3 settimane adottando un cut off di 15 mg/L (fonte Sibioc, biochimica clinica ,2003, vol 27 n.3)
90725	PROTEINA S COAGULATIVA		4
	PROTEINA S COAGULATIVA	immunoturbidimetria	% UOMINI 65 - 160 DONNE in età fertile 50 -150 in menopausa 65-160 valori diminuiti di Proteina S possono essere associati a deficit di vitamina K, TAO (Coumadin e Sintrom), malattie epatiche, gravidanza, terapia estroprogestinica
900532	ALDOSTERONE urine 24h	90053	5
	ALDOSTERONE urine 24h	RIA	pg / mL 2.8 - 30.00
7491	Acido citrico Urine 24h		6
	Acido citrico Urine 24h	ENZIMATICO UV	mmol/24h 1,7 - 6,6
909332	Ricerca candida (colturale)	90933	2
	Candida (ricerca colturale)	colturale	negativo
13126	ENA ANTIGENE JO 1 Abs		3
	ENA ANTIGENE JO 1 Abs	MULTIPLEX LUMINEX	A.I. (indice anticorpale) < 1,00 Negativo > o uguale 1,00 Positivo
281111	FULL PAP (PAP TEST + HPV SCREENING)		15
	PAP IN FASE LIQUIDA (THIN PREP) + HPV DN	citologia in fase liquida	
90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO	90213	2
	Saponi		
	Amido		
90742	REAZIONE DI WAALER ROSE	90742	2
	WAALER ROSE - REAZIONE	emoagglutinazione	NEGATIVO
36	esame colturale espettorato	90933	4
	Esame colturale espettorato	colturale	Negativo ----- - la ricerca germi comuni nell'espettorato comprende Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Haemophilus spp, Klebsiella spp
37	Chlamydia tampone oculare dx		2
	Chlamydia (tampone oculare DX)	Immunocromatografia	

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
38	Chlamydia nelle urine		2
	<i>Chlamydia (nelle urine)</i>	<i>immunofl. diretta</i>	assente
39	Chlamydia		2
	<i>Chlamydia</i>	<i>immunofl.diretta</i>	assente
40	Micoplasma da tampone vaginale		2
	<i>Micoplasma (da tampone vaginale)</i>	<i>Colturale</i>	Negativo
41	Micoplasma da tampone uretrale		2
	<i>Micoplasma (da tampone uretrale)</i>	<i>Metodo biochimico</i>	NEGATIVO
42	Ureaplasma da tampone vaginale		2
	<i>Ureaplasma (da tampone vaginale)</i>	<i>Colturale</i>	Negativo
43	Ureaplasma da tampone uretrale		2
	<i>Ureaplasma (da tampone uretrale)</i>	<i>Metodo biochimico</i>	NEGATIVO
90761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)		0
	<i>PTT -TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE</i>	<i>Coagulazione</i>	sec 22 - 40
44	Tampone faringeo per Strept. beta-emolit	91092	1
	<i>Tamp.faringeo per Strept. beta-emolitico</i>		
45	Tampone nasale dx	90935	3
	<i>Tampone nasale dx</i>		
46	Tampone linguale	90935	3
	<i>Tampone linguale</i>		
47	Tampone gengivale	90935	3
	<i>Tampone gengivale</i>		
48	Tampone congiuntivale destro	90933	3
	<i>Tampone congiuntivale (occhio dx)</i>	<i>colturale</i>	NEGATIVO ----- La ricerca di germi comuni comprende: Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Haemophilus spp, Pseudomonas spp, Proteus spp
90772	RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIV		2
	<i>TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIV</i>	<i>coagulativo</i>	RN >= 0.80 valori di RN inferiori a 0.8 possono essere attribuiti alla presenza di mutazioni del fattore V
49	Tampone congiuntivale sinistro	90933	3
	<i>Tampone congiuntivale (occhio sn)</i>	<i>colturale</i>	NEGATIVO ----- La ricerca di germi comuni comprende: Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Haemophilus spp, Pseudomonas spp, Proteus spp
50	Tampone auricolare destro	90933	3
	<i>Tampone auricolare (orecchio dx)</i>	<i>colturale</i>	
51	Tampone auricolare sinistro	90933	3
	<i>Tampone auricolare (orecchio sn)</i>	<i>colturale</i>	
52	Tampone ulcera	90933	3
	<i>Tampone ulcera</i>	<i>colturale</i>	NEGATIVO ----- a ricerca germi comuni per il tampone ulcera si riferisce a: Stafilococchi, Streptococchi,E. coli, Klebsiella,Proteus spp., ,H. influenzae,Enterobatter
53	Tampone uretrale (germi comuni)	90934	3
	<i>Tampone uretrale (germi comuni)</i>	<i>colturale</i>	NEGATIVO ----- La ricerca di germi comuni comprende: Escherichia Coli, Proteus spp, Pseudomonas spp, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis
54	Tampone rettale	90933	3
	<i>Tampone rettale</i>	<i>colturale</i>	
55	Tampone balano-prepuziale (germi comuni)	90933	3

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	Tampone balano-prepuziale	colturale	NEGATIVO ----- La ricerca di germi comuni comprende: Escherichia Coli, Proteus spp, Pseudomonas spp, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis
56	Tampone ungueale	90933	3
	Tampone ungueale	colturale	
57	Tampone foruncolo	90933	3
	Tampone foruncolo	colturale	
59	Secreto uretrale (coltura)	90934	3
	Secreto uretrale (coltura)	colturale	
60	Tampone tracheale	90935	3
	Tampone tracheale	colturale	
73	EPSTEIN-BARR EBNA IgG		2
	EPSTEIN-BARR EBNA IgG	immunoenzimatico	AU < 5 Negativo 5 - 20 Dubbio > 20 Positivo
74	HDV Ag		4
	HDV Ag	Elisa	
63	Cannabinoidi nelle urine		1
	Cannabinoidi nelle urine	Immunocromatografia	
64	Cocaina nelle urine		1
	Cocaina nelle urine	Immunocromatografia	
65	Opiacei nelle urine		1
	Opiacei nelle urine	Immunocromatografia	
66	Anfetamine nelle urine		1
	Anfetamine nelle urine	Immunocromatografia	
67	Chlamydia da tampone vaginale		2
	Chlamydia (da tampone vaginale)	Immunocromatografia	Negativo
68	Test di Coombs diretto	90582	2
	Test di Coombs diretto	Agglutinazione	
90493	Test di Coombs indiretto	90493	2
	Test di Coombs indiretto	Agglutinazione	Negativo
69	Miceti (Ricerca colturale)		2
	Miceti (Ricerca colturale)	colturale	NEGATIVO
33	Fenobarbital		2
	Fenobarbital	immunoenzimatico	mcg/ml concentrazione terapeutica 15 - 40 concentrazione tossica >50
5	PROTEINE totali	90385	0
	PROTEINE	Colorimetrico al Biureto	g/dL 6,6 - 8,7
115100	acido metilippurico (inizio turno)		12
	acido metilippurico (inizio turno)	hplc	mg/24h inferiore a 1300 mg/gr di creatinina
92	helicobacter pylori IgG		15
	helicobacter pylori IgG	Immunoenzimatico	U/ml <0.9 Negativo 0.9-1.1 Dubbio >1.1 Positivo
93	helicobacter pylori IgA		15
	helicobacter pylori IgA	Immunoenzimatico	< 0.8 Negativo tra 0.8 e 1.2 Dubbio > 1.2 Positivo
9011123	C PEPTIDE ore ...	90111	7
	C PEPTIDE orario	immunometrico	mg/ml
90823	TROPONINA I		2
	TROPONINA I AD ALTA SESIBILITA'	ECLIA	pg / mL < 57 UOMINI < 37 DONNE NB: nuova metodica - nuovi valori di riferimento in uso dal 27/6/2019
90824	VALORE EMATOCRITO		0

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	HT - VALORE EMATOCRITO	Anal. Coulter MAXM	Uomini 45 - 50 45 Donne 41 - 45
76	HDV IgM		6
	HDV IgM	Elisa	
91172	HAV IgM	91172	2
	HAV IgM	ECLIA	NEGATIVO
77	GIARDIA Ag RICERCA DIRETTA FECI	91051	2
	GIARDIA Ag RICERCA DIRETTA FECI		
78	Ricerca miceti su feci (colturale)	90933	2
	Ricerca miceti su feci (colturale)	colturale	
79	Ricerca Trichomonas		2
	Ricerca Trichomonas	Ricerca microscopica	
24	anticorpi anti endomisio IgA		3
	anticorpi anti endomisio IgA	immunofluorescenza dirett	< 1/10 Negativo
1707	tampone faringo-tonsillare rapido	90935	1
	Streptococcus pyogenes (Gruppo A)		NEGATIVO
84	T3		6
	T3	Chemiluminescenza	ng/ml Eutiroidi 0.60 - 1.81 Ipotiroidi < 0.60 Ipertiroidi > 1.81
85	T4		6
	T4	chemiluminescenza	mcg/dL 4.5 - 10.9
86	SHBG		6
	SHBG		nmol/L Uomini: < 50 anni: 11,54 - 54,49 > 50 anni 17,33 - 71,50 Donne: < 50 anni: 17,69 - 138,26 > 50 anni 23,65 - 110,61
902132	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (2)	90213	2
	FECI - secondo campione		
	Colore		
	Consistenza		
	pH		
	Muco		
	Fibre vegetali		
	Fibre carnee		
	Acidi grassi		
	Grassi neutri		
	Saponi		
	Amido		
	Parassiti		
	Uova		
1002	Fdp (prodotti degradazione fibrinogeno)		3
	Fdp	agglutinazione	Negativo
902133	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (3)	90213	2
	FECI - terzo campione		
	Colore		
	Consistenza		
	pH		
	Muco		
	Fibre vegetali		
	Fibre carnee		
	Acidi grassi		
	Grassi neutri		
	Saponi		
	Amido		
	Parassiti		
	Uova		
910542	esame parassitologico feci (secondo)	91054	3
	esame parassitologico secondo	microscopia	NEGATIVO
910543	esame parassitologico feci (terzo)	91054	3
	esame parassitologico terzo	microscopia	NEGATIVO

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
94	TIBC Capacità ferro legante		5
	Capacità ferro legante della transferrina	calcolo derivato	mcg/dL 250 - 500
903852	PROTEINE totali		0
	PROTEINE	Al Biureto	g/dL 6,6 - 8,7
90472	gruppo sanguigno		2
	anti CDE		
180	Glicemia (a orario)	90271	0
	Glicemia (orario)	Enzimatico Colorimetrico	mg /dL 60 - 110
902613	INSULINA dopo 180 minuti	90291	1
	180 - INSULINA (S)	Immunometrico	µU/mL 2,6 - 24,9
87	Somatomedina C (IGF-1)		3
	Somatomedina C (IGF-1)	immunometrico	ng/ml Maschi ----- anni valore ----- 0-3 11 - 144 4-8 15,6-307,8 9-10 26-405,3 11-18 67,71-498,4 19-25 112,8-411,6 26-40 82,5-256,9 41-50 73,9-228,5 51-60 59,9-211 61-81 16,1-230,8 Femmine anni valore ----- 0-3 7,9-166,1 4-8 17,2-343,9 9-10 55,3-477,5 11-18 101-576,3 19-25 111-385,3 26-40 81,2-297,2 41-50 65,6-249,2 51-60 48,8-235,8 61-81 18,9-237,5
9027112	GLICEMIA dopo 180 min	90271	1
	GLICEMIA dopo 180 minuti	Enzimatico Colorimetrico	mg /dL 60 - 110
95	Chlamydia psittaci Anticorpi IgG		6
	Chlamydia Anticorpi IgG	Immunoenzimatico	TITOLO < 1/64
96	Chlamydia psittaci Anticorpi IgA		6
	Chlamydia Anticorpi IgA	Immunoenzimatico	TITOLO < 1/32
97	Chlamydia psittaci Anticorpi IgM		6
	Chlamydia Anticorpi IgM	Immunoenzimatico	TITOLO < 1/20
98	Gh (Ormone Somatotropo)	90351	6
	Gh (Ormone Somatotropo)	immunometrico	ng/ml Maschio fino a 3 Femmina fino a 8
108	Intolleranze Alimentari (45 alimenti)		7
	Intolleranze Alimentari (45 alimenti)		
109	Intolleranze Alimentari (90 alimenti)		7
	Intolleranze Alimentari (90 alimenti)		
126	immunolettroforesi		5
	immunolettroforesi	elettroforesi	Assenza di componenti monoclonali
9038212	PROLATTINA a minuti...	90382	1
	PROLATTINA a minuti...	ELFA	ng/ml Uomini: 3.3-20.8 Donne in età fertile: 2.1-47.6 Donne post menopausa: 0.0-41.4 Aumenta fisiologicamente in gravidanza Nuova metodica in uso dal 16/02/2019
9038213	PROLATTINA (PRL) a 30 minuti	90382	1

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	PROLATTINA (PRL) a 30 minuti	ELFA	ng/ml	Uomini: 3.3-20.8 Donne in età fertile: 2.1-47.6 Donne post menopausa: 0.0-41.4 Aumenta fisiologicamente in gravidanza Nuova metodica in uso dal 16/02/2019
902712	GLICEMIA dopo pranzo	90271	1	
	GLICEMIA dopo pranzo	Enzimatico Colirimetrico	mg /dL	60 - 110
904753	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgA		2	
	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgA	multiplex luminex	APL-U/mL	< 20 negativo 20 - 39 positivo basso 40-79 positivo medio 80-160 positivo alto
110	Herpes 1 IgG		4	
	Hesperes 1 IgG	immunoenzimatico	index	< 0.9 negativo 0.9 - 1.1 dubbio > 1.1 positivo
90164	CREATININA CLEARANCE		1	
	diuresi		mL	adulti 1000 - 2000
112	Herpes 2 IgG		4	
	Herpes 2 IgG	immunoenzimatico	index	< 0.9 negativo 0.9 - 1.1 dubbio > 1.1 positivo
90942	URINOCOLTURA (ESAME CULTURALE URINA)	90942	1	
	*** ESAME CULTURALE URINE ***	Terreni specifici		
119	Tampone penineo	90934	3	
	Tampone penineo			
17	Calcio ionizzato		1	
	proteine totali			
6323	HE4		3	
	HE4	chemiluminescenza	pmol/l	Premenopausa < 70 Postmenopausa < 140
190235	tampone attrezzatura C5		4	
	Carica microbica	BIOCHIMICO COLORIMETRICO		< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	Salmonella			
	Proteus			
	Proteus spp /Providencia spp			
	Escherichia coli			
161009	GLICEMIA dopo 30 min da carico	90271	1	
	GLICEMIA dopo 30 min	Enzimatico Colirimetrico	mg /dL	60 - 110
191009	GLICEMIA dopo 90 min da carico	90271	1	
	GLICEMIA dopo 90 min	Enzimatico Colirimetrico	mg /dL	
191007	Fibrosi Cistica (152 mut.)		10	
	Fibrosi Cistica (152 mut.)			
142	Fosfolipidi		3	
	Fosfolipidi	chimico-enzimatico	mg /dL	150 - 250
71109	CDT (transferrina acido sialico carente)		7	
	CDT (transferrina acido sialico carente)	Elettroforesi capillare	%	0 - 1,6
231109	Anticorpi anti cit. neutrofili (ANCA)		4	
	Anticorpi anti cit. neutrofili (ANCA)	multiplex luminex		
241109	Fattore V		7	
	Fattore V	cromogenico	%	62 - 150
231109	Anticorpi anti cit. neutrofili (ANCA)		4	
	Anti-Proteinasi 3 (PR3) Abs		indice	< 1,0 Negativo
	Anti-Mioperossidasi (MPO) Abs		indice	< 1 Negativo
190235	tampone attrezzatura C5		4	
	Listeria spp.			
	Staphylococcus a.			
	Lieviti e muffe			

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
221212	tampone alimento B5 <i>Escherichia coli</i>		4
211209	CORTICOTROPINA (ACTH) ore.. <i>CORTICOTROPINA (ACTH) ore...</i>	90152	6 pg / mL Inferiore a 46
41209	BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Abs IgG <i>BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Abs IgG</i>	<i>multiplex luminex</i>	7 U/ml < 20= Negativo 20-39= Positivo Basso 40-79= Positivo Medio 80-160= Positivo Alto
51209	MUTAZIONE PROTROMBINA (FATTORE II) <i>MUTAZIONE PROTROMBINA (FATTORE II)</i>	<i>pcr real time</i>	8
31209	fattore VIII <i>fattore VIII</i>	<i>PHO</i>	7 % 50 - 150
90016	Acidi biliari ore <i>Acidi biliari ore</i>		4 mmol/l 0 - 6,0
10210	Cariotipo da sangue periferico <i>Cariotipo da sangue periferico</i>	<i>biologia molecolare</i>	25
240210	MTHFR-mutazione C677T <i>MTHFR-mutazione C677T</i>		15
250210	MTHFR - mutazione 1298 A/C <i>MTHFR - mutazione 1298 A/C</i>		15
50210	FATTORE INTRINSECO Abs <i>FATTORE INTRINSECO Abs</i>	<i>ELISA</i>	7 RU/ml < 20,00 Negativo
151	Anticorpi anti-spermatozoi <i>Anticorpi anti-spermatozoi</i>	<i>Immunoenzimatica</i>	5 U/ml < 60
155	Tampone nasale sn <i>Tampone nasale sn</i>	90935	3
190215	haccp tampone A5 <i>tampone oro-faringeo A5</i>		4 NEGATIVO
162	Micoplasma nel liquido seminale <i>Micoplasma nel liquido seminale</i>		3 Negativo
163	Ureaplasma da liquido seminale <i>Ureaplasma da liquido seminale</i>		3 Negativo
190236	tampone attrezzatura C6 <i>Carica microbica</i>	<i>BIOCHIMICO COLORIMETRICO</i>	4 < 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
190235	tampone attrezzatura C5 <i>Tampone attrezzatura C5</i>		4
2603	Prealbumina <i>Prealbumina</i>		2 mg /dL 10 - 40
30510	EMOCROMO CITRATO <i>Emoglobina (citrato)</i>	90622	0 gr/dl Uomo: 13,0 - 17 Donna: 12 - 16
190236	tampone attrezzatura C6 <i>Salmonella</i>		4
190210	haccp tampone A1 <i>tampone oro-faringeo A1</i>		4 NEGATIVO
190212	haccp tampone A2 <i>tampone oro-faringeo A2</i>		4 NEGATIVO
190213	haccp tampone A3 <i>tampone oro-faringeo A3</i>		4 NEGATIVO
190214	haccp tampone A4 <i>tampone oro-faringeo A4</i>		4 NEGATIVO
9085112	ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA TAMPONE <i>ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA TAMPONE</i>	90851	2 <i>Antibiotici in vitro</i>
904022	RENINA (clino) <i>RENINA (clino)</i>	90402	5 μU/mL 2.8 - 39.9
908511	ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA	90851	2

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	*** BATTERI ANTIBIOGRAMMA ***	Antibiotici in vitro	
114	ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE		7
	ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE	RIA	ng/ml Uomini: 3.4-22.0 Donne premenopausa: 0.5-5.4 postmenopausa: 0.1-6.0 irsutismo: 1.3-9.4
160	ACE - Angiotensin conversing enzyme		3
	ACE - Angiotensin conversing enzyme	immunometrico	U/l 65.8 - 114.4
904752	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgM		2
	ANTICORPI ANTI CADIOLIPINA IgM	multiplex luminex	MPL-U/ml < 20 negativo 20 - 39 positivo basso 40-79 positivo medio 80-160 positivo alto
90675	IgA salivari		3
	IgA salivari	Immunodiffusione radiale	mg /dL 3,0 - 9,5
116	EPSTEIN-BARR VCA IgG		1
	EPSTEIN-BARR VCA IgG	Immunoenzimatico	index < 0.8 NEGATIVO TRA 0.8 E 1.2 DUBBIO > 1.2 POSITIVO
117	EPSTEIN-BARR VCA IgM		1
	EPSTEIN-BARR VCA IgM	immunoenzimatico	index < 0.8 = NEGATIVO 0.8 - 1.2 = DUBBIO > 1.2 = POSITIVO
9029123	INSULINA dopo 60 minuti	90291	1
	insulina dopo 60 min.	Immunometrico	µU/mL 40 - 200
90065	Alfa Amilasi (Isoenzimi)		10
	Amilasi Salivare		UI/l Inferiore a 47.0
901532	CORTISOLO urinario	90153	2
	CORTISOLO urinario	immunometrico	mcg/24h inferiore a 100
90065	Alfa Amilasi (Isoenzimi)		10
	Amilasi Totale		U/l Amilasi totale 30 - 118 Amilasi salivare Inferiore a 47 Amilasi pancreatica Inferiore a 53
118	Anticorpi Anti-LKM	90515	6
	LKM - Anticorpi anti microsoma	IMMUNOFLUORESCENZA	<1/40 Negativo
99	Chlamydia tampone oculare sx		2
	Chlamydia (tampone oculare SX)	Immunocromatografia	
854	Fattore V di Layden		10
	Fattore V di Layden	PCR REAL TIME	
90221	Fenitoina		4
	Fenitoina	immunoenzimatico	mcg/ml 10 - 20
673	Lac (LUPUS ANTICOAGULANT)		2
	Lac (LUPUS ANTICOAGULANT)	coagulazione	sec Negativo Nota: in caso di esito positivo o dubbio si consiglia la ripetizione del prelievo per escludere possibili interferenze
3785	Anticorpi antifosfolipidi		10
	anticorpi anti cardiolipina IgG	MULTIPLEX LUMINEX	GPL-U/ml < 20 NEGATIVO 20 - 39 POSITIVO BASSO 40 - 79 POSITIVO MEDIO 80 - 160 POSITIVO ALTO
789	Scc (squamous cell. carc.)	90571	4
	Scc	immunometrico	mcg/L Inferiore a 1.9
91171	HAV Ig TOTALI	91171	2
	HAV Ig TOTALI	ECLIA	NEGATIVO
91175	VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBcAb	91175	3
	ANTICORPI HBcAb totali	ELFA	Negativo
91181	ANTICORPI HBcAb IgM	91181	2

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	ANTICORPI HBcAb IgM	ELFA	Negativo
91182	VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBeAb	91182	2
	ANTICORPI HBeAb	ELFA	Negativo
91183	VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBsAb	91183	2
	HBsAb	ECLIA	IU/L <10 IU/L Negativo per anti-HBs = >10 IU/L Positivo per anti-HBs Nuova metodica in uso dal 27-6-2018
91184	VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBeAg	91184	2
	ANTIGENE HBeAg	ELFA	Negativo
91185	VIRUS EPATITE B ANTIGENE HBsAg	91185	2
	sAg-VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBsAg	ECLIA	Cut-off inferiore a 1.00 Negativo
91195	VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI	91195	2
	HCV - VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI	ECLIA	index < 0,9 --> Non reattivo tra 0,9 e 1 --> dubbio > 1,00 --> Reattivo In caso di campione reattivo di consiglia test HCV RNA Nuova metodica in uso dal 25/7/2018
129	Anti Surrene		5
	Anti Surrene	Immunofluorescenza	Inferiore a 1:10
91211	VIRUS EPSTEIN BARR EARLY IGg (EBV)		3
	VIRUS EPSTEIN BARR EARLY IGg (EBV)	ELISA	index Inferiore a 0.8 negativo Tra 0.8 - 1.2 dubbio Maggiore di 1.2 positivo
221212	tampone alimento B5		4
	Listeria spp.		
91221	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 e 2) IgM		3
	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 e 2) IgM	chemiluminescenza	< 0.9 NEGATIVO 0.9 - 1,1 DUBBIO < 1.1 POSITIVO
91233	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV 1/2)		2
	HIV 1/2	ELFA	< 0.90 Negativo tra 0.90 e 1.00 Dubbio > 1.00 Positivo
900632	ALFA 2 MACROGLOBULINA		6
	ALFA 2 MACROGLOBULINA	immunodiffusione radiale	mg/100 ml Uomini 150 - 350 - 420 Donne 175
906942	IgM-Immunoglobuline		3
	IgM -Immunoglobuline		g/L adulti: 0.40-2.30 0-1 anni:0-1.45 1-3 anni:0.19-1.46 4-6 anni:0.24-2.10 7-9 anni:0.31-2.08 10-11 anni:0.31-1.79 12-13 anni:0.35-2.39 14-15 anni:0.15-1.88 16-19 anni:0.23-2.59 NUOVA METODICA CON NUOVA UNITA' DI MISURA E NUOVI VALORI DI RIFERIMENTO
90105	Bilirubina totale e frazionata	90105	0
	Bilirubina Diretta	mg /dL	<0.2
	Bilirubina Indiretta		< 0,90
900551	ALFA 1 FETOPROTEINA (S/La/Alb)	90055	2
	ALFA 1 FETOPROTEINA (S/La/Alb)	immunoenzimatico	ng/ml Uomini e donne non in gravidanza < 10 ----- Donne in gravidanza 16 - 18 settimane < 71 19 - 21 settimane 21 - 96 22 - 24 settimane 51 - 150

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
896	HPV Screen -Tipizzazione di tutti i tipi		15
	HPV Screen -Tipizzazione di tutti i tipi	Biologia molecolare	
902711	GLICEMIA dopo colazione	90271	1
	GLICEMIA dopo 2 ore da colazione	Enzimatico Colirimetrico	mg /dL 60 - 110
719	Indice di dibucaina		4
	Indice di dibucaina		> 75 30 - 75 < 30
			Normale Eterozigote Omozigote
90264	GLUCOSIO (curva da carico 3 determinazio	90264	0
	Glicemia basale		mg /dL 60 - 110
3	Coprocoltura (germi comuni)	90943	1
	Coprocoltura	colturale	Negativo
			----- Patogeni ricercati: Salmonella, Shigella, Campylobacter
2	Ricerca Neisseria gonorrhoeae		2
	Ricerca Neisseria gonorrhoeae	colturale	Negativo
221212	tampone alimento B5		4
	Staphylococcus a.		
	Lieviti e muffe		
90164	CREATININA CLEARANCE		1
	Creatinina		mg/dl uomini 0,7 - 1,2 donne 0,5 - 0,9 fino a 15 anni 0,17 - 0,87
	Creatinuria		mg/dl 52 - 168
90825	VES	90825	0
	Prima ora	Westergren	mmc fino a 15
121	Insulina (2 ore dopo pranzo)	90291	1
	Insulina (2 ore dopo pranzo)	immunometrico	2.6-22.4
124	HLA B27 DNA		10
	HLA B27	Citofluorimetrico	Negativo
127	Etosuccimide o Zarotin		4
	Etosuccimide o Zarotin		mcg/ml 40 - 100
906945	IgD		5
	IgD -IMMUNOGLOBULINE	Immunodiffusione radiale	UI/ml 40 - 100
122	Sierodiagnosi	91081	3
	s. tifo	immunometrico	
	s. paratifo a		
	s. paratifo b		
	brucella melitense		Negativo
123	Paratormone C-terminale		6
	Paratormoce C-terminale	immunometrico	pmol/l 22 - 66
128	Cromogranina A		7
	Cromogranina A	RIA	ng/ml < 84.7
9027110	glicosuria (campione del mattino)	90271	0
	GLICEMIA URINARIA (campione mattino)	Enzimatico Colorimetrico	mg/dl 1-15
130	Isoenzimi fosfatasi alcalina		6
	Isoenzimi fosfatasi alcalina	Immunodiffusione	Assenza bande patologiche
6578103	varicella IGG		2
	Varicella IgG	elisa	mUI/mL <135 NEGATIVO 135-165 DUBBIO >165 POSITIVO
131	Anti ENA 6 PROFILO		6
	Anti ENA JO-1	multiplex luminex	index Anti ENA JO-1 ----- < 1 Negativo
	Anti ENA Sm/RNP	multiplex luminex	index Anti ENA Sm/RNP ----- < 1 Negativo
6578101	varicella IGM		2
	Varicella IgM	ELISA	index < 0,9 Negativo 0,9-1,10 Dubbio > 1,1 Positivo

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
131	Anti ENA 6 PROFILO		6
	Anti ENA SCL70	multiplex luminex	index Anti ENA SCL70 ----- < 0,70 Negativo 0,70 - 1,00 Dubbio > 1 Positivo
	Anti ENA SM	multiplex luminex	index Anti ENA SM ----- < 1 Negativo
	Anti ENA SSA (Ro)	multiplex luminex	index Anti ENA SSA (Ro) ----- < 1 Negativo
	Anti ENA SSB (La)	multiplex luminex	index < 20 Anti ENA SSB (La) ----- < 1 Negativo
190111	HBV DNA quantitativo		10
	HBV DNA quantitativo		
133	Anti Mycoplasma IgG		7
	Anti Mycogramma IgG	elisa	< 8.5 Negativo 8.5-11.5 Dubbio >11.5 Positivo
134	Anti Mycoplasma IgM		7
	Anti Mycoplasma IgM	elisa	< 8.5 Negativo 8.5-11.5 Dubbio >11.5 Positivo
90744	RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI	90744	4
	Resistenza Massima (Concentr. NaCl)	Viola	% Test iper resistenza: lisi > 70
135	Anti Coxackie A		10
	Anti Coxackie A	fissazione del complement	Assenti Assenti < 1:8
136	Anti Coxackie B		10
	Anti Coxackie B	fissazione del complement	Assenti < 1:8
90744	RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI	90744	4
	Resistenza Minima (Concentr. NaCl)		% Test ipo resistenza: lisi < 30
1230609	eroina nelle urine		1
	eroina nelle urine	Immunocromatografia	
170609	TAO (terapia anticoagulante orale)		0
	TAO (Terapia Anticoagulante Orale)		
180609	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG		2
	ANTICORPI ANTI CADIOLIPINA IgG	multiplex luminex	GPL-U/ml < 20 negativo 20 - 39 positivo basso 40-79 positivo medio 80-160 positivo alto
230609	Ormone lattogeno Placentare (HPL)		7
	Ormone lattogeno Placentare (HPL)	immunometrico (hpl)	mcg/ml V Valori normali 9a-43a Settimana di gravidanza 9(0.15-0.60) 10(0.16-0.65) 11(0.11-0.50) 12(0.07-0.65) 13(0.25-0.72) 14(0.4-1.0) 15(0.60-1.4) 16(1.2-1.8) 17(0.5-2.0) 18(1.1-2.7) 19(1.4-3.4) 20(1.5-4.4) 21(1.7-3.0) 22(1.2-3.7) 23(1.8-4.2) 24(1.6-5.0) 25(1.7-7.2) 26(1.7-6.9) 27(1.8-6.3) 28(2.6-9.1) 29(2.5-7.9) 30(2.2-7.6) 31(3.1-9.5) 32(2.8-11.1) 33(2.8-10.7) 34(3.4-11.1) 35(3.9-11.2) 36(3.8-13.2) 37(3.4-13.5) 38(4.2-12.4) 39(3.8-12) 40(4.3-11.5) 41(4.4-13.2) 42(6.1-12.8) 43(6.0-10.5)
90754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	90754	0
	Secondi		10,5 - 14,2
	Attività Protrombinica	%	70 - 130

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	INR		Valori normali INR da 0,9 a 1,2 Range terapeutici ----- da 2,0 a 2,5 in caso di profilassi della trombosi delle vene profonde compresi gli interventi chirurgici in pazienti ad alto rischio da 2,0 a 3,0 in caso di trattamento della trombosi delle vene profonde, embolia polmonare, embolia sistemica, prevenzione della tromboembolia venosa nell'infarto del miocardio, stenosi mitralica con embolia, attacchi ischemici transitori, fibrillazione atriale da 3,0 a 4,5 in caso di trombosi delle vene profonde ricorrente e embolia polmonare, malattia arteriosa compreso infarto del miocardio, valvole cardiache protesiche meccaniche
90264	GLUCOSIO (curva da carico 3 determinazio	90264	0
	Glicemia dopo 60 minuti		
90265	GLUCOSIO (curva da carico 5 determinazio	90265	1
	Glicemia dopo 30 minuti		
	Glicemia dopo 60 minuti		
	Glicemia dopo 90 minuti		
	Glicemia dopo 120 minuti		
250609	Pannello trombofilia 4 mutazioni		10
	Pannello trombofilia 4 mutazioni		
100709	HCV RNA Quantitativo		10
	HCV RNA Quantitativo	PCR REAL TIME	UI/ml
130709	FATTORE II		6
	FATTORE II	Coagulometrico	% 70 - 146
110709	HCV RNA Qualitativo		7
	HCV RNA Qualitativo		
90942	URINOCOLTURA (ESAME COLTURALE URINA)	90942	1
	Ricerca microrganismi e lieviti patogeni		
137	Anticorpi anti Morbillo IgG		4
	Anti Morbillo IgG	immunoenzimatico	UA/ml <13.5 Negativo 13.5 - 16.5 Dubbio > 16.5 Positivo
138	Anticorpi anti Morbillo IgM		4
	Anticorpi anti Morbillo IgM	immunoenzimatico	< 0.9 Negativo 0.9-1.1 Dubbio >1.1 Positivo
139	Anticorpi anti Parotite IgG		4
	Anticorpi anti Parotite IgG	elisa	aU/ml < 9 Negativo 9-11 Dubbio > 11 Positivo
90942	URINOCOLTURA (ESAME COLTURALE URINA)	90942	1
	Carica microbica	germi/ml	< 10.000/ml = Contaminazione Occasionale <100.000/ML = Probabile Infezione >100.000/ML = Infezione in atto
140	Anticorpi anti Parotite IgM		4
	Anticorpi anti Parotite IgM	elisa	aU/ml < 0.9 Negativo 0.9-1,1 Dubbio > 1,1 Positivo
141	Anti-GAD 65		8
	Anti-GAD 65	IMMUNOENZIMATICO	UA/ml < 5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
13	elettroforesi emoglobina		4

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	Hb A1		%	> 96 %
	Hb A2		%	1,7% -3,2 %
	Hb F		%	< o uguale 1%
161	p-BNP			2
	p-BNP	ECLIA	pg/ml	<50 anni fino a 450 pg/ml 50 - 75 anni fino a 900 pg/ml >75 anni fino a 1800 pg/ml le direttive ESC raccomandano come unica soglia decisionale (indipendente da età), per i pazienti con sospetta insufficienza cardiaca 300 pg/ml
153	Ulcera da decubito (coccige)	90933		3
	Ulcera da decubito (coccige)			
154	Ulcera da decubito (tallone DX)	90933		3
	Ulcera da decubito (tallone DX)			
141009	GLICEMIA dopo 1h da carico	90271		1
	GLICEMIA dopo 1 ore	Enzimatico Colirimetrico	mg /dL	60 - 110
30510	EMOCROMO CITRATO	90622		0
	Ematocrito (citrato)		%	Unici: 37 - 54 Uomo: 40 - 54 Donna: 37 - 47 Bambini: 40 - 54 Bambine: 37 - 47
	Mcv (citrato)		micron/cubo	82 - 100
	Mch (citrato)		PG	27 - 36
	Globuli Bianchi (citrato)		10 ³ /uL	3,5 - 9
	*** Formula Leucocitaria ***			
	Eosinofili (citrato)		%	0 - 7
	Basofili (citrato)		%	0 - 2
	Neutrofili (citrato)		%	42 - 85
	Linfociti (citrato)		%	11 - 49
	Monociti (citrato)		%	0 - 12
190222	tampone alimento B2			4
	Carica microbica	BIOCHIMICO COLORIMETRICO		< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	Salmonella			
	Proteus			
	Proteus spp /Providencia spp			
	Escherichia coli			
	Listeria spp.			
	Staphylococcus a.			
	Lieviti e muffe			
190221	tampone alimento B1			4
	Carica microbica	BIOCHIMICO COLORIMETRICO		< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	Salmonella			
	Citrobacter			
	Proteus			
	Proteus spp /Providencia spp			
	Escherichia coli			
	Listeria spp.			
	Staphylococcus a.			
	Lieviti e muffe			
190223	tampone alimento B3			4
	Carica microbica	BIOCHIMICO COLORIMETRICO		< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	Salmonella			

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	<i>Proteus</i>		
	<i>Proteus spp /Providencia spp</i>		
	<i>Escherichia coli</i>		
	<i>Listeria spp.</i>		
	<i>Staphylococcus a.</i>		
	Lieviti e muffe		
190224	tampone alimento B4		4
	<i>Carica microbica</i>	BIOCHIMICO COLORIMETRICO	< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	<i>Salmonella</i>		
	<i>Proteus</i>		
	<i>Proteus spp /Providencia spp</i>		
	<i>Escherichia coli</i>		
	<i>Listeria spp.</i>		
	<i>Staphylococcus a.</i>		
	Lieviti e muffe		
30510	EMOCROMO CITRATO	90622	0
	Piastrine (citrate)	10 ³ /uL	150 - 450
190231	tampone attrezzatura C1		4
	<i>Carica microbica</i>	BIOCHIMICO COLORIMETRICO	< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	<i>Salmonella</i>		
	<i>Proteus</i>		
	<i>Proteus spp /Providencia spp</i>		
	<i>Escherichia coli</i>		
	<i>Listeria spp.</i>		
	<i>Staphylococcus a.</i>		
	Lieviti e muffe		
190232	tampone attrezzatura C2		4
	<i>Carica microbica</i>	BIOCHIMICO COLORIMETRICO	< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	<i>Salmonella</i>		
	<i>Proteus</i>		
	<i>Proteus spp /Providencia spp</i>		
	<i>Escherichia coli</i>		
	<i>Listeria spp.</i>		
	<i>Staphylococcus a.</i>		
	Lieviti e muffe		
190233	tampone attrezzatura C3		4
	<i>Carica microbica</i>	BIOCHIMICO COLORIMETRICO	< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	<i>Salmonella</i>		
	<i>Proteus</i>		
	<i>Proteus spp /Providencia spp</i>		
	<i>Escherichia coli</i>		
	<i>Listeria spp.</i>		
	<i>Staphylococcus a.</i>		
	Lieviti e muffe		
190234	tampone attrezzatura C4		4
	<i>Carica microbica</i>	BIOCHIMICO COLORIMETRICO	< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	<i>Salmonella</i>		

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	Proteus		
	Proteus spp /Providencia spp		
	Escherichia coli		
	Listeria spp.		
	Staphylococcus a.		
	Lieviti e muffe		
	Tampone attrezzatura C4		
30510	EMOCROMO CITRATO	90622	0
	= Osservazioni (citrato)		
	*** EMOCROMO CITRATO ***	impedenziometrico	
	Mchc (citrato)		g/dL 32 - 37
150510	Calprotectina fecale		2
	Calprotectina fecale	ELISA	< 50 NEGATIVO 50.00 a 200.00 BASSO POSITIVO si consiglia nuovo controllo > 200.00 POSITIVO
147	Amilasi pancreatica		5
	Amilasi pancreatica	Immunochimico	U/l <53
170610	haccp tampone A6		4
	tampone oro-faringeo A6		NEGATIVO
190610	Toxo IgG AVIDITY		8
	Toxo IgG AVIDITY	elfa	% <0,2 debole avidità 0,2 - 0,3 intermedia avidità > o uguale 0,3 forte avidità In caso di avidità debole o intermedia si consiglia approfondimento diagnostico con test di conferma
180610	haccp tampone A7		4
	tampone oro-faringeo A7		NEGATIVO
50710	MAGNESIO URINARIO		1
	Magnesio urinario	enzimatico colorimetrico	mg 24 h 75 - 125
230710	METANEFRIE URINARIE	90163	6
	METANEFRIE URINARIE	HPLC	mcg/24h fino a 320
310810	ALBUMINA urinaria		1
	ALBUMINA URINARIA	colorimetrico BCG	g/dL 3,70 - 5,50
281010	Anti transglutaminasi IgG		3
	transglutaminasi igG	IMMUNOENZIMATICO	U/ml < 12 Negativo 12 - 18 Dubbio > 18 Positivo
41110	sTfR - rec. solub. transferrina		4
	sTfR - rec. solub. transferrina	Nefelometrico	mg/L 0,76 - 1,76
161210	acido metilippurico (fine turno)		12
	acido metilippurico (fine turno)	hplc	mg/gr cre inferiore a 1300 mg/gr di creatinina
90971	LISTERIA MONOCYTOGENES IgG		9
	LISTERIA MONOCYTOGENES IgG	Immunoenzimatico	< 0,85 Negativo 0,85 - 1,14 Dubbio 1,15 - 2,10 Positivo debole > 2,10 Positivo
171210	Acido mandelico (fine turno)		10
	acido mandelico (fine turno)	hplc	IBE= 800 mg/g di creatinina fine turno lavorativo
181210	Acido fenilglossilico (fine turno)		7
	Acido fenilglossilico (fine turno)	hplc	mg/gr cre IBE = 240 fine turno lavorativo
458	PROTROMBINA FRAMMENTO 1-2		10
	PROTROMBINA FRAMMENTO 1-2	EIA	pmol/l 69.0-229.0
1708	tampone cutaneo rapido	90935	1
	Streptococcus pyogenes (Gruppo A)		NEGATIVO
90505	anti insulae pancreatiche		11
	Anti insulae pancreatiche	immunofluorescenza dirett	titolo inferiore a 1:5

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
170111	BITEST		6
	BITEST	IF-TRACE	
310111	ANTI IA2		15
	ANTI IA2	RIA	ASSENTI
91071	WEIL FELIX		5
	WEIL FELIX		Negativa per titoli inferiori a 1/100
231	TEST DI NORDIN		7
	CREATINURIA		
	CALCIURIA		
	IDROSSIPROLINA		
	RAPPORTO CALCIURIA/CREATINURIA		
	RAPPORTO IDROSSIPROLINURIA/CREATINURIA		
90161	CREATINCHINASI ISOENZIMI		10
	ck-mm	%	97 - 100 97 - 100%
1303201	VLDL		2
	VLDL		fino a 30
2000	VLDL		2
	VLDL	Calcolo	fino a 30
1303123	Bicarbonati		4
	Bicarbonati	enzimatico	mmol/l 21 - 28
2706	IMMUNOGLOBULINE IgG 4		6
	IMMUNOGLOBULINE IgG 4	immunonefelometrico	g/L 0,08 - 1,40
232	STREPTOCOCCO AGALACTIAE VAGINALE		2
	STREPTOCOCCO AGALACTIAE VAGINALE	immunocromatografico	NEGATIVO
909421	URINOCOLTURA PRIMO MITTO	90942	3
	*** ESAME COLTURALE PRIMO MITTO ***	Terreni specifici	
	Ricerca microrganismi e lieviti patogeni		
	Carica microbica	germi/ml	< 10.000/ml = Contaminazione Occasionale <100.000/ML = Probabile Infezione >100.000/ML = Infezione in atto
1601	Gene PAI-1		15
	PAI-1		
90293	Insulina ore...	90291	1
	Insulina ore...	µU/mL	
90102	Beta 2 Microglobulina (urine)		5
	Beta 2 Microglobulina urinaria	immunometrica	mg/L < 0.3 Nuova metodica in uso dal 23/02/2019
200	PROTEINE totali	90385	2
	PROTEINE	Colorimetrico al Biureto	g/dL 6,6 - 8,7
126	immuno elettroforesi		5
	osservazioni		Assenza di componenti monoclonali
148	breath test Helicobacter pylori (urea)		5
	breath test Helicobacter pylori (UREA)	SPETTROMETRIA DI MASSA	NEGATIVO
9001	Acacia (Acacia longifolia)	90681	3
	Acacia (Acacia longifolia)		
90851	ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA URINE	90851	2
	ANTIBIOGRAMMA DA URINOCOLTURA	Antibiotici in vitro	
9002	Acarus siro	90681	3
	Acarus siro		
9003	Acciuga	90681	3
	Acciuga		
9004	Acero (acer negundo)	90681	3
	Acero (acer negundo)		
9005	Acetosa minore (rumex Acetoscella)	90681	3
	Acetosa minore (rumex Acetoscella)		
9006	aglio	90681	3
	aglio		

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
9007	albicocca <i>albicocca</i>	90681	3	
9008	albume <i>albume</i>	90681	3	
9009	Alfa lattoalbumina <i>Alfa lattoalbumina</i>	90681	3	
9010	Alternaria alternata <i>Alternaria alternata</i>	90681	3	
9011	Ambrosia gigante (ambrosia trifida) <i>Ambrosia gigante (ambrosia trifida)</i>	90681	3	
9012	Ambrosia occidentale (ambrosia psilost) <i>Ambrosia occidentale (ambrosia psilost)</i>	90681	3	
9013	amoxicillina <i>amoxicillina</i>	90681	3	
9014	Ampicillina <i>Ampicillina</i>	90681	3	
9015	Ananas <i>Ananas</i>	90681	3	
9016	anguria <i>anguria</i>	90681	3	
9017	Anisakis simplex <i>Anisakis simplex</i>	90681	3	
9018	ape (apis mellifera) <i>ape (apis mellifera)</i>	90681	3	
9019	Arachide <i>Arachide</i>	90681	3	
9020	Aragosta (astice) <i>Aragosta (astice)</i>	90681	3	
9021	Arancia <i>Arancia</i>	90681	3	
9022	Aringa <i>Aringa</i>	90681	3	
9023	Artemisia absinthium (assenzio) <i>Artemisia absinthium (assenzio)</i>	90681	3	
9024	artemisifolia (ambrosia eliator) <i>artemisifolia (ambrosia eliator)</i>	90681	3	
9025	acaris <i>acaris</i>	90681	3	
			KU/l	Classe 0 KU/L Classe I 0.35-0.69 KU/L Classe II 0.70-3.49 KU/L Classe III 3.50-17.49 KU/L Classe IV 17.5-52.49 KU/L Classe V 52.5-99.99 KU/L Classe VI Superiore a 100.00 KU/L
9026	asparago <i>asparago</i>	90681	3	
9027	aspergillus fumigatus <i>aspergillus fumigatus</i>	90681	3	
9028	assenzio selvatico (artemisia vulgaris) <i>assenzio selvatico (artemisia vulgaris)</i>	90681	3	
9029	aureobasidium pullalans <i>aureobasidium pullalans</i>	90681	3	
9030	avena <i>avena</i>	90681	3	
9031	avena (avena sativa) <i>avena (avena sativa)</i>	90681	3	
9032	bambagiona (holcus lanatus) <i>bambagiona (holcus lanatus)</i>	90681	3	
9033	banana	90681	3	

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	<i>banana</i>		
9034	basilico	90681	3
	<i>basilico</i>		
9035	beta lattoglobulina	90681	3
	<i>beta lattoglobulina</i>		
9036	betulla (betulla verrucosa)	90681	3
	<i>betulla (betulla verrucosa)</i>		
9037	bietolone (atriplex lentiformis)	90681	3
	<i>bietolone (atriplex lentiformis)</i>		
9038	botrytis cinerea	90681	3
	<i>botrytis cinerea</i>		
9039	broccolo	90681	3
	<i>broccolo</i>		
9040	cacao	90681	3
	<i>cacao</i>		
9041	caffè	90681	3
	<i>caffè</i>		
9042	calabrone bianco	90681	3
	<i>calabrone bianco</i>		
9043	calabrone europeo (vespa crabo)	90681	3
	<i>calabrone europeo (vespa crabo)</i>		
9044	calabrone giallo	90681	3
	<i>calabrone giallo</i>		
9045	calamaro	90681	3
	<i>calamaro</i>		
9046	candida albicans	90681	3
	<i>candida albicans</i>		
9047	cannarecchia (sorghum halepense)	90681	3
	<i>cannarecchia (sorghum halepense)</i>		
9048	capėsanta	90681	3
	<i>capėsanta</i>		
9049	carne di bue	90681	3
	<i>carne di bue</i>		
9050	carne di coniglio	90681	3
	<i>carne di coniglio</i>		
9051	carne di maiale	90681	3
	<i>carne di maiale</i>		
9052	carne di montone	90681	3
	<i>carne di montone</i>		
9053	carne di pollo	90681	3
	<i>carne di pollo</i>		
9054	carne di tacchino	90681	3
	<i>carne di tacchino</i>		
9055	carota	90681	3
	<i>carota</i>		
9056	caseina	90681	3
	<i>caseina</i>		
9057	castagna	90681	3
	<i>castagna</i>		
9058	cavolfiore	90681	3
	<i>cavolfiore</i>		
9059	cavolino di bruxelles	90681	3
	<i>cavolino di bruxelles</i>		
9060	cavolo	90681	3
	<i>cavolo</i>		
9061	cetriolo	90681	3
	<i>cetriolo</i>		
9062	ciliegia	90681	3
	<i>ciliegia</i>		

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
9063	cioccolato <i>cioccolato</i>	90681	3	
9064	cipolla <i>cipolla</i>	90681	3	
9065	cipresso mediterr. (sempervirens) <i>cipresso mediterr. (sempervirens)</i>	90681	3	
9066	cladosporium herbarum <i>cladosporium herbarum</i>	90681	3	
9067	coda di topo (phleum pratense) <i>coda di topo (phleum pratense)</i>	90681	3	
9068	codina dei prati (alopecurus pratensis) <i>codina dei prati (alopecurus pratensis)</i>	90681	3	
9069	dente di leone (taraxacum vulgare) <i>dente di leone (taraxacum vulgare)</i>	90681	3	
9070	dermatophagoides farinee <i>dermatophagoides farinee</i>	90681	3	
9071	dermatophagoides microceras <i>dermatophagoides microceras</i>	90681	3	
9072	dermatophagoides pteronyssinus <i>dermatophagoides pteronyssinus</i>	90681	3	
9073	echinococcus IgG <i>echinococcus IgG</i>	90681	3	
		ELISA	UA	< 8,5 Negativo 8,5-11,5 dubbio >11,5 Positivo
9074	epitelio di cane <i>epitelio di cane</i>	90681	3	
9075	epitelio di capra <i>epitelio di capra</i>	90681	3	
9076	epitelio di cavia <i>epitelio di cavia</i>	90681	3	
9077	epitelio di coniglio <i>epitelio di coniglio</i>	90681	3	
9078	epitelio di gatto <i>epitelio di gatto</i>	90681	3	
9079	epitelio di hamster (criceto) <i>epitelio di hamster (criceto)</i>	90681	3	
9080	epitelio di maiale <i>epitelio di maiale</i>	90681	3	
9081	epitelio di ratto <i>epitelio di ratto</i>	90681	3	
9082	epitelio di topo <i>epitelio di topo</i>	90681	3	
9083	epitelio/ lana di pecora <i>epitelio/ lana di pecora</i>	90681	3	
9084	erba cali (salsola kali) <i>erba cali (salsola kali)</i>	90681	3	
9085	erba canina (cynodon dactylon) <i>erba canina (cynodon dactylon)</i>	90681	3	
9086	erba cannuccia (agrostis stolonifera) <i>erba cannuccia (agrostis stolonifera)</i>	90681	3	
9087	erba mazzolina (dactylis glomerata) <i>erba mazzolina (dactylis glomerata)</i>	90681	3	
9088	erba vetriola (parietaria officinalis) <i>erba vetriola (parietaria officinalis)</i>	90681	3	
9089	escrementi di piccione <i>escrementi di piccione</i>	90681	3	
9090	euroglyphus maynei <i>euroglyphus maynei</i>	90681	3	
9091	faggio americano (fagus grandifolia)	90681	3	

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	<i>faggio americano (fagus grandifolia)</i>		
9092	fagiolo	90681	3
	<i>fagiolo</i>		
9093	farinaccio (chenopodium album)	90681	3
	<i>farinaccio (chenopodium album)</i>		
9094	figo	90681	3
	<i>figo</i>		
9095	forfora di cane	90681	3
	<i>forfora di cane</i>		
9096	forfora di cavallo	90681	3
	<i>forfora di cavallo</i>		
9097	forfora di mucca	90681	3
	<i>forfora di mucca</i>		
9098	formaggio dolce	90681	3
	<i>formaggio dolce</i>		
9099	formaggio fermentato	90681	3
	<i>formaggio fermentato</i>		
9100	formica (solenopsis invicta)	90681	3
	<i>formica (solenopsis invicta)</i>		
9101	fragola	90681	3
	<i>fragola</i>		
9102	frassino	90681	3
	<i>frassino</i>		
9103	funghi champignon	90681	3
	<i>funghi champignon</i>		
9104	fusarium moniliforme	90681	3
	<i>fusarium moniliforme</i>		
9105	gambero	90681	3
	<i>gambero</i>		
9106	gelso bianco (morus alba)	90681	3
	<i>gelso bianco (morus alba)</i>		
9107	giallone (vespula species)	90681	3
	<i>giallone (vespula species)</i>		
9108	ginepro sabina (juniperus sabionoides)	90681	3
	<i>ginepro sabina (juniperus sabionoides)</i>		
9109	glutine	90681	3
	<i>glutine</i>		
9110	glycyphangus domesticus	90681	3
	<i>glycyphangus domesticus</i>		
9111	gramigna dei prati (poa pratensis)	90681	3
	<i>gramigna dei prati (poa pratensis)</i>		
9112	granata (kochia scoparia)	90681	3
	<i>granata (kochia scoparia)</i>		
9113	granchio	90681	3
	<i>granchio</i>		
9114	grano	90681	3
	<i>grano</i>		
9115	grano (triticum sativum)	90681	3
	<i>grano (triticum sativum)</i>		
9116	grano saraceno	90681	3
	<i>grano saraceno</i>		
9117	granoturco	90681	3
	<i>granoturco</i>		
9118	insulina bovina	90681	3
	<i>insulina bovina</i>		
9119	insulina porcina	90681	3
	<i>insulina porcina</i>		
9120	insulina umana	90681	3
	<i>insulina umana</i>		

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
9121	isocinato hdi <i>isocinato hdi</i>	90681	3
9122	isocinato mdi <i>isocinato mdi</i>	90681	3
9123	isocinato tdi <i>isocinato tdi</i>	90681	3
9124	iva ciliata (iva ciliata) <i>iva ciliata (iva ciliata)</i>	90681	3
9125	kiwi <i>kiwi</i>	90681	3
9126	lampone <i>lampone</i>	90681	3
9127	lanciuola (plantago lanceolata) <i>lanciuola (plantago lanceolata)</i>	90681	3
9128	lappola (xanthium commune) <i>lappola (xanthium commune)</i>	90681	3
9129	latte <i>latte</i>	90681	3
9130	latte bollito <i>latte bollito</i>	90681	3
9131	latte di capra <i>latte di capra</i>	90681	3
734	ETANOLO URINARIO <i>ETANOLO URINARIO</i> ENZIMATICO		2
9132	lattice <i>lattice</i>	90681	3
9133	lattuga <i>lattuga</i>	90681	3
9134	lenticchia <i>lenticchia</i>	90681	3
9135	lepidoglyphus destructor <i>lepidoglyphus destructor</i>	90681	3
9136	lievito <i>lievito</i>	90681	3
9137	lievito di birra <i>lievito di birra</i>	90681	3
9138	ligustro <i>ligustro</i>	90681	3
9139	limone <i>limone</i>	90681	3
9140	loglierello (lolium perenne) <i>loglierello (lolium perenne)</i>	90681	3
9141	malto <i>malto</i>	90681	3
9142	mandorla <i>mandorla</i>	90681	3
9143	mango <i>mango</i>	90681	3
9144	margherita dei prati <i>margherita dei prati</i>	90681	3
9145	mela <i>mela</i>	90681	3
9146	melaleuca (leucadendron) <i>melaleuca (leucadendron)</i>	90681	3
9147	melanzana <i>melanzana</i>	90681	3
9148	melone <i>melone</i>	90681	3

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
9149	menta <i>menta</i>	90681	3
9150	merluzzo <i>merluzzo</i>	90681	3
9151	miele <i>miele</i>	90681	3
9152	mirtillo nero <i>mirtillo nero</i>	90681	3
9153	mitile <i>mitile</i>	90681	3
9154	(acero,betulla,quercia,olmo,noce) <i>(acero,betulla,quercia,olmo,noce)</i>	90681	3
9155	mix alberi 3 <i>mix alberi 3</i>	90681	3
9156	mix alimenti farine <i>mix alimenti farine</i>	90681	3
9157	mix alimenti per l'infanzia <i>mix alimenti per l'infanzia</i>	90681	3
9158	mix ambientale <i>mix ambientale</i>	90681	3
9159	mix erbe <i>mix erbe</i>	90681	3
9160	mix graminacee <i>mix graminacee</i>	90681	3
9161	mix muffe <i>mix muffe</i>	90681	3
9162	mucor racemosus <i>mucor racemosus</i>	90681	3
9163	nocciola <i>nocciola</i>	90681	3
9164	nocciolo (corylus avellana) <i>nocciolo (corylus avellana)</i>	90681	3
9165	noce <i>noce</i>	90681	3
9166	noce brasiliana <i>noce brasiliana</i>	90681	3
9167	noce di california <i>noce di california</i>	90681	3
9168	noce di cocco <i>noce di cocco</i>	90681	3
9169	olive verdi <i>olive verdi</i>	90681	3
9170	olivo (olea europea) <i>olivo (olea europea)</i>	90681	3
9171	olmo campestre (ulmus campestris) <i>olmo campestre (ulmus campestris)</i>	90681	3
9172	ontano bianco (alnus incana) <i>ontano bianco (alnus incana)</i>	90681	3
9173	origano <i>origano</i>	90681	3
9174	ortica comune (urtica dioica) <i>ortica comune (urtica dioica)</i>	90681	3
9175	orzo <i>orzo</i>	90681	3
9176	ostrica <i>ostrica</i>	90681	3
9177	paleino odoroso <i>paleino odoroso</i>	90681	3
9178	paleo (bromus ineremis)	90681	3

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	<i>paleo (bromus inermis)</i>		
9179	paleo dei prati (festuca eliator)	90681	3
	<i>paleo dei prati (festuca eliator)</i>		
9180	palma da dattero (phoenix canariensis)	90681	3
	<i>palma da dattero (phoenix canariensis)</i>		
9181	papaia	90681	3
	<i>papaia</i>		
9182	parietaria o erba dei muri(judaica)	90681	3
	<i>parietaria o erba dei muri(judaica)</i>		
9183	parmigiano	90681	3
	<i>parmigiano</i>		
9184	patata	90681	3
	<i>patata</i>		
9185	penicillina g	90681	3
	<i>penicillina g</i>		
9186	penicillina v	90681	3
	<i>penicillina v</i>		
9187	penicillina notatum	90681	3
	<i>penicillina notatum</i>		
9188	pepe nero	90681	3
	<i>pepe nero</i>		
9189	pepe verde	90681	3
	<i>pepe verde</i>		
9190	pera	90681	3
	<i>pera</i>		
9191	pesca	90681	3
	<i>pesca</i>		
9192	pesce spada	90681	3
	<i>pesce spada</i>		
9193	phoma batae	90681	3
	<i>phoma batae</i>		
9194	pino strombo (pinus strobus)	90681	3
	<i>pino strombo (pinus strobus)</i>		
9195	pioppo (populus deltoides)	90681	3
	<i>pioppo (populus deltoides)</i>		
9196	pisello	90681	3
	<i>pisello</i>		
9197	pistacchio	90681	3
	<i>pistacchio</i>		
9198	piume d'oca	90681	3
	<i>piume d'oca</i>		
9199	piume di anatra	90681	3
	<i>piume di anatra</i>		
9200	piume di gallina	90681	3
	<i>piume di gallina</i>		
9201	piume di pappagallino	90681	3
	<i>piume di pappagallino</i>		
9202	platano (platanus acerifolia)	90681	3
	<i>platano (platanus acerifolia)</i>		
9203	platessa	90681	3
	<i>platessa</i>		
9204	polpo	90681	3
	<i>polpo</i>		
9205	polvere da greer	90681	3

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna		
	<i>polvere da greer</i>		KU/l	Classe 0 kU/L	Inferiore a 0.34
				Classe I	0.35-0.69 kU/L
				Classe II	0.70-3.49 kU/L
				Classe III	3.50-17.49 kU/L
				Classe IV	17.5-52.49 kU/L
				Classe V	52.5-99.99 kU/L
				Classe VI	Superiore a 100.00 kU/L
9206	polvere da hollister-stiers	90681	3		
	<i>polvere da hollister-stiers</i>				
9207	polvere di grano	90681	3		
	<i>polvere di grano</i>				
9208	pomodoro	90681	3		
	<i>pomodoro</i>				
9209	prezzemolo	90681	3		
	<i>prezzemolo</i>				
9210	proteine urinarie di ratto	90681	3		
	<i>proteine urinarie di ratto</i>				
9211	proteine urinarie di topo	90681	3		
	<i>proteine urinarie di topo</i>				
9212	quercia bianca (quercus alba)	90681	3		
	<i>quercia bianca (quercus alba)</i>				
9213	rhizopus nigricans	90681	3		
	<i>rhizopus nigricans</i>				
9214	riso	90681	3		
	<i>riso</i>				
9215	salice (salix caprea)	90681	3		
	<i>salice (salix caprea)</i>				
9216	salmone	90681	3		
	<i>salmone</i>				
9217	sardina	90681	3		
	<i>sardina</i>				
9218	scarafaggio (blatella germanica)	90681	3		
	<i>scarafaggio (blatella germanica)</i>				
9219	sedano	90681	3		
	<i>sedano</i>				
9220	segale	90681	3		
	<i>segale</i>				
9221	segale (secale cereale)	90681	3		
	<i>segale (secale cereale)</i>				
9222	semi di sesano	90681	3		
	<i>semi di sesano</i>				
9223	semi di soia	90681	3		
	<i>semi di soia</i>				
9224	senape	90681	3		
	<i>senape</i>				
9225	seta	90681	3		
	<i>seta</i>				
9226	sgombro	90681	3		
	<i>sgombro</i>				
9227	siero di latte	90681	3		
	<i>siero di latte</i>				
9228	sogliola	90681	3		
	<i>sogliola</i>				
9229	spinaci	90681	3		
	<i>spinaci</i>				
9230	stemphylium botryosum	90681	3		
	<i>stemphylium botryosum</i>				
9231	tafano (tabanus species)	90681	3		
	<i>tafano (tabanus species)</i>				
9232	the	90681	3		

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	thè		
9233	tiglio (tilia cordata) tiglio (tilia cordata)	90681	3
9234	tonno tonno	90681	3
9235	trota trota	90681	3
9236	tuorlo tuorlo	90681	3
9237	tyrophagus putrescentiae tyrophagus putrescentiae	90681	3
9238	uovo (albume e tuorlo) uovo (albume e tuorlo)	90681	3
9239	uva uva	90681	3
9240	vaniglia vaniglia	90681	3
9241	verga d'oro (solidago virgaurea) verga d'oro (solidago virgaurea)	90681	3
9242	vespa (polistes species) vespa (polistes species)	90681	3
9243	vongola vongola	90681	3
9244	yogurt yogurt	90681	3
9245	zanzara comune (aedes communis) zanzara comune (aedes communis)	90681	3
9246	zenzero zenzero	90681	3
9247	zucchero di canna zucchero di canna	90681	3
181	URINOCOLTURA RAPIDA CARICA MICROBICA Escherichia coli Proteus spp		1 TRASCURABILE NEGATIVO NEGATIVO
1707	tampone faringo-tonsillare rapido Tampone faringo-tonsillare rapido	90935	1 NEGATIVO
13	elettroforesi emoglobina Emoglobine anomale		4 0%
1707	tampone faringo-tonsillare rapido Staphylococcus aureus Haemophilus spp Neisseria spp	90935	1 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO
181	URINOCOLTURA RAPIDA Pseudomonas spp		1 NEGATIVO
1707	tampone faringo-tonsillare rapido Echerichia coli Streptococcus agalactiae (Gruppo B) Klebsiella spp - Enterobacter spp	90935	1 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO
181	URINOCOLTURA RAPIDA Klebsiella		1 NEGATIVO
1707	tampone faringo-tonsillare rapido Protueus spp / Providencia spp	90935	1 NEGATIVO
181	URINOCOLTURA RAPIDA Enterococcus spp		1 NEGATIVO
1707	tampone faringo-tonsillare rapido Pseudomonas spp Enterococcus faecalis (Gruppo D)	90935	1 NEGATIVO NEGATIVO
181	URINOCOLTURA RAPIDA		1

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	<i>Staphylococcus aureus</i>		NEGATIVO
	<i>Candida spp</i>		NEGATIVO
1707	tampone faringo-tonsillare rapido	90935	1
	<i>Candida spp</i>		NEGATIVO
181	URINOCOLTURA RAPIDA		1
	ANTIBIOGRAMMA		
1707	tampone faringo-tonsillare rapido	90935	1
	Antibiogramma/Antimicogramma		
190	Tampone piaga da decubito scapola destra	90933	3
	Tampone piaga da decubito scapola destra	colturale	NEGATIVO
191	Tampone piaga da decubito gluteo sx	90933	3
	Tampone piaga da decubito gluteo sx	colturale	NEGATIVO
193	Tampone piaga da decubito osso sacro	90933	3
	Tampone piaga da decubito osso sacro	colturale	NEGATIVO
192	Tampone piaga da decubito coccige	90933	3
	Tampone piaga da decubito coccige	colturale	NEGATIVO
1460	BORRELIA BURGDORFERI ABS IGG		3
	BORRELIA BURGDORFERI ABS IGG	chemiluminescenza	aU/ml < 10 Negativo 10 - 15 Dubbio > 15 Positivo
90161	CREATINCHINASI ISOENZIMI		10
	CK		U/l uomo < 171 Donna < 145
1461	BORRELIA BURGDORFERI ABS IGM		3
	BORRELIA BURGDORFERI ABS IGM	chemiluminescenza	index < 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Dubbio > 1,1 Positivo
194	Tampone piaga da decubito gluteo dx	90933	3
	Tampone piaga da decubito gluteo dx	colturale	NEGATIVO
195	Tampone cutaneo	90933	3
	Tampone cutaneo	colturale	NEGATIVO ----- La ricerca germi comuni per il tampone cutaneo si riferisce a: Stafilococchi ,Streptococchi,E. coli, Klebsiella,Proteus spp., Neisseria gonorrhea,H. influenzae,Enterobatter
1603	proteina S100		9
	proteina S100	chemiluminescenza	Inferiore a 0.15
156	Tampone ulcera femorale	90933	3
	Tampone ulcera femorale		
911852	HBsAg - conferma		2
	HbsAg - conferma	ECLIA	Negativo
3785	Anticorpi antifosfolipidi		10
	anticorpi anti cardiolipina IgM		MPL-U/ml < 20 NEGATIVO 20 - 39 POSITIVO BASSO 40 - 79 POSITIVO MEDIO 80 - 160 POSITIVO ALTO
189	ANTIMICOGRAMMA	90851	2
	ANTIMICOGRAMMA	Antibiotici in vitro	NEGATIVO
8923	SACCHAROMYCES CEREVISIAE Abs IgA (ASCA)		10
	SACCHAROMYCES CEREVISIAE Abs IgA (ASCA)		UI/ml < 0 uguale 15 Negativo > 15 Positivo
8922	SACCHAROMYCES CEREVISIAE Abs IgG (ASCA)		10
	SACCHAROMYCES CEREVISIAE Abs IgG (ASCA)		UI/ml < 0 uguale 15 Negativo > 15 Positivo
1154	ADENOVIRUS Abs IgG		4
	ADENOVIRUS Abs IgG	ELISA	UA/ml < 8.5 negativo 8.5 - 11.5 dubbio > 11.5 positivo
1155	ADENOVIRUS Abs IgM		4
	ADENOVIRUS Abs IgM	ELISA	UA/ml < 8.5 negativo 8.5 - 11.5 dubbio > 11.5 positivo

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
585	ROTAVIRUS RICERCA ANTIGENICA SU FECI		2
	ROTAVIRUS RICERCA ANTIGENICA SU FECI	IMMUNOCROMATOGRAFIA	NEGATIVO
1600	MYCOPLASMA PNEUMONIAE Abs IgG		4
	MYCOPLASMA PNEUMONIAE Abs IgG	ELISA	UA/ml U.A. < 8.5 negativo 8.5 - 11.5 dubbio > 11.5 positivo
1602	MYCOPLASMA PNEUMONIAE Abs IgM		4
	MYCOPLASMA PNEUMONIAE Abs IgM	ELISA	UA/ml U.A. < 8.5 negativo 8.5 - 11.5 dubbio > 11.5 positivo
909351	Tampone buccale	90935	3
	Tampone buccale		
1708	tampone cutaneo rapido	90935	1
	Tampone cutaneo rapido	colturale	NEGATIVO
	Staphylococcus aureus		NEGATIVO
	Haemophilus spp		NEGATIVO
	Neisseria spp		NEGATIVO
	Echerichia coli		NEGATIVO
	Streptococcus agalactiae (Gruppo B)		NEGATIVO
	Klebsiella spp - Enterobacter spp		NEGATIVO
	Protueus spp / Providencia spp		NEGATIVO
	Pseudomonas spp		NEGATIVO
	Enterococcus faecalis (Gruppo D)		NEGATIVO
	Candida spp		NEGATIVO
	Antibiogramma/Antimicogramma		
643	RECETTORI ACETILCOLINA Abs		7
	RECETTORI ACETILCOLINA Abs	RIA	nmol/L < 0,25 --> negativo 0,25 - 0,4 --> dubbio > 0,4 --> positivo
1571	PARVOVIRUS B19 Abs IgG		2
	PARVOVIRUS B19 Abs IgG	ELISA	UA/ml < 8.5 NEGATIVO 8.5 - 11.5 DUBBIO > 11.5 POSITIVO
1572	PARVOVIRUS B19 Abs IgM		2
	PARVOVIRUS B19 Abs IgM	ELISA	UA/ml < 8.5 NEGATIVO 8.5 - 11.5 DUBBIO > 11.5 POSITIVO
353	PROCALCITONINA		2
	PROCALCITONINA	chemiluminescenza	ng/ml Rischio sepsi severa o shock settico: < 0,50 --> basso rischio > 2,00 --> alto rischio
428	CK MB MASSA		4
	CK MB MASSA	ECLIA	mcg/L < 5
196	Tampone piaga da decubito glande	90933	3
	Tampone piaga da decubito glande	colturale	NEGATIVO
901533	CORTISOLO ore 13,00	90153	2
	CORTISOLO ore 13,00	chemiluminescenza	mcg/dl mattino: 8 - 25 pomeriggio: 1 - 17 mezzanotte: 1.0 5.0
221213	tampone alimento B6		4
	Staphylococcus a.		
10210	Cariotipo da sangue periferico		25
	-		
197	Tampone piaga da decubito ano	90933	3
	Tampone piaga da decubito ano	colturale	NEGATIVO
221213	tampone alimento B6		4
	Lieviti e muffe		
13122	ENA ANTIGENE SSB (La) Abs		2
	ENA ANTIGENE SSB (La) Abs	multiplex luminex	< 1.00 Negativo > 0 uguale a 1.00 Positivo
901534	CORTISOLO ore 18,00	90153	2
	CORTISOLO ore 18,00	chemiluminescenza	mcg/dl mattino: 8 - 25 pomeriggio: 1 - 17 mezzanotte: 1.0 5.0

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
1444	TETANO Abs IgG		3
	TETANO Abs IgG	ELISA	UI/ml <0,1 protezione non affidabile. 0,1 - 0,49 protezione affidabile. Richiamo e controllo di anticorpi raccomandato dopo 4-6 settimane. 0,5-0,99 protezione affidabile. protezione affidabile. 1,0-5,0 protezione a lungo termine. Controllo dopo 5-10 anni. >5,0 protezione a lungo termine Controllo dopo 10 anni
13121	ENA ANTIGENE SSA (Ro) Abs		2
	ENA ANTIGENE SSA (La) Abs	multiplex luminex	< 1.00 Negativo > 0 uguale a 1.00 Positivo
901523	CORTICOTROPINA (ACTH) ore 13,00	90152	3
	CORTICOTROPINA (ACTH) ore 13,00	immunometrico	pg / mL Inferiore a 46
2322	Streptococco beta emolitico uretrale		2
	Streptococco beta emolitico (uretrale)	immunocromatografico	NEGATIVO
190211	Carica microbica da tampone superficiale		2
	Carica microbica da tampone superficiale	colturale	BASSA CARICA (< 500 UFC)
901524	CORTICOTROPINA (ACTH) ore 18,00	90152	3
	CORTICOTROPINA (ACTH) ore 18,00	immunometrico	pg / mL Inferiore a 46
6303	SEROTONINA		9
	SEROTONINA	hplc	mcg/L 117,5 - 193,3
2323	STREPTOCOCCO AGALACTIAE RETTALE		2
	STREPTOCOCCO AGALACTIAE RETTALE	immunocromatografico	NEGATIVO
6352	ANTICORPI ANTI MUSK		20
	ANTICORPI ANTI MUSK	RIA	U/ml < 0.40
1321	LEGIONELLA PNEUMOPHILA Abs Ig TOTALI		10
	LEGIONELLA PNEUMOPHILA Abs Ig TOTALI		< 1/256 NEGATIVO > 1/256 POSITIVO
6612	VITAMINA C (IDROSOLUBILE)		9
	VITAMINA C (IDROSOLUBILE)	HPLC	26.1 - 84.6
90314	SPERMIOGRAMMA		9
	Volume	citologia	mL 1,5 - 3,0
	concentrazione nemaspermatica	citologia	nemasperm /m l normalità > 20.000.000/ml
	concentrazione nemaspermatica totale		normalità > 39.000.000
	%nemaspermi normali		% > 4%
	% nemaspermi con anomalie tratto cefalic		%
	%nemaspermi con anomalie segmento medio		%
	%nemaspermi con anomalie del segmento ca		%
190236	tampone attrezzatura C6		4
	Proteus		
900541	ALFA 1 ANTITRIPSINA FECI		9
	ALFA 1 ANTITRIPSINA FECI	elisa	microg/g ST < 400
6611	VITAMINA E (LIPOSOLUBILE)		8
	VITAMINA E (LIPOSOLUBILE)	HPLC	mg/L 5-20
361	11 DEOSSICORTISOLO		16
	11 DEOSSICORTISOLO	LC-MS	ng/ml UOMINI < 0.50 DONNE < 0.33
190236	tampone attrezzatura C6		4
	Proteus spp /Providencia spp		
	Escherichia coli		
90934	tampone cervico-vaginale (g. comuni)	90934	3

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	tampone cervico-vaginale (g. comuni)	colturale	NEGATIVO
190236	tampone attrezzatura C6		4
	Listeria spp.		
	Staphylococcus a.		
	Lieviti e muffe		
	Tampone attrezzatura C6		
79609	ACIDO TRANSMUCONICO Fine Turno		8
	ACIDO TRANSMUCONICO Fine Turno	hplc	microg/l Popolazione generale: Soggetti professionalmente esposti: < 160 < 500 (f.t.)
90314	SPERMIOGRAMMA		9
	Motilità	esame microscopico	%
	Fluidificazione a 2h	esame microscopico	completa
787	ADRENALINA - NORADRENALINA URINARIA		6
	ADRENALINA - NORADRENALINA URINARIA	HPLC	mcg/24h
	ADRENALINA URINARIA		1,7 - 22,4
	NORADRENALINA URINARIA		12,1 - 85,5
60050	EPSTEIN BARR VIRUS DNA		7
	EPSTEIN BARR VIRUS DNA	PCR	NEGATIVO
588	CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME CULTURALE		3
	CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME CULTURALE	COLTURALE	NEGATIVO
1038	INDICE HOMA		2
	INDICE HOMA	calcolo	Valori di Riferimento: Valori < 2.2 = Soggetti non insulino resistenti Valori > 5.5 = Insulino resistenza tipica nelle fasi iniziali di diabete o nella steatoepatite
567	Tampone ungueale alluce DX	90933	3
	Tampone ungueale alluce DX		
587	ADENOVIRUS RICERCA ANTIGENICA (feci)		2
	ADENOVIRUS RICERCA ANTIGENICA (feci)	IMMUNOCROMATOGRAFIA	NEGATIVO
568	Tampone ungueale alluce SX	90933	3
	Tampone ungueale alluce SX		
209	widal wright		2
	widal wright	agglutinazione	< 0 uguale 1:40 NEGATIVO 1:80 - 1:160 DUBBIO > 1:160 POSITIVO
1535	CITOMEGALOVIRUS AVIDITA' Abs IgG		5
	CITOMEGALOVIRUS AVIDITA' Abs IgG	ELFA	< 0.150 Debole 0.150 - 0.250 Intermedia > 0.250 Forte in caso di avidità debole o intermedia si consiglia approfondimento diagnostico con test di conferma
7052	PORFIRINE TOTALI Urine 24h		5
	PORFIRINE TOTALI Urine 24h	CROMATOGRAFIA	mcg/24h < 220
1010	PROTEINA C REATTIVA AD ALTA SENSIBILITA'		2
	PROTEINA C REATTIVA AD ALTA SENSIBILITA'	MMUNOTURBIDIMETRIA	mg/dl < 0,3 negativo > 0,3 positivo
741	Fattore XI		16
	Fattore XI	coagulativo	% 70 - 120
90418	TSH REFLEX	90418	2
	FT4		ng/dl 0.93 - 1.7
140909	Screening droghe d'abuso		1
	AMFETAMINE (AMP)		
	COCAINA (COC)		
233	STREPTOCOCCO AGALACTIAE CERVICALE		2
	STREPTOCOCCO AGALACTIAE CERVICALE	immunocromatografico	NEGATIVO

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
90418	TSH REFLEX	90418	2
	TSH -TIREOTROPINA	Immunometrico	μU/mL
	TSH REFLEX	immunometrico	0.270-4.20
			IL TSH REFLEX prevede: 1)dosaggio TSH 2)dosaggio FT4 in caso di TSH fuori dai valori di riferimento 3)dosaggio FT3 in caso di FT4 fuori dai valori di riferimento
901645	CREATININA CLEARANCE (Cockroft-Gault)		1
	GFR stimato con Cockcroft-Gault	Cockcroft-Gault	ml/min
90418	TSH REFLEX	90418	2
	FT3		pg/ml
			da 2.0 - 4.4
1065	DNASI B Abs	91.09.1	7
	DNASI B Abs	nefelometria	Inferiore a 200
901645	CREATININA CLEARANCE (Cockroft-Gault)		1
	Creatinina		
115	Tpha quantitativo		3
	Tpha quantitativo	Immunocromatografia	< 1/80 Negativo > 1/80 Positivo
6550	GASTROPROFILE		16
	GASTROPROFILE	immunoenzimatico	
6420	IgF-BP3		3
	IgF-BP3	chemiluminescenza	mcg/ml
			< 5 anni --> 0.7 - 5.2 5 - 8 anni --> 1.6 - 7.7 8 - 10 anni--> 2.1 - 8.9. 10 - 12 anni --> 2.9 - 10.0 13 - 20 anni --> 2.9 - 10.0 > 20 anni --> 2.2 - 7.8
6967	TOPIRAMATO		6
	TOPIRAMATO	LC-MS	mg/L
			2,0 - 10,0
901645	CREATININA CLEARANCE (Cockroft-Gault)		1
	velocità filtrazione glomerulare	Cockcroft-Gault	ml/min
			Definizione e stadi della Malattia Renale Cronica (Classificazione Disease Outcomes Quality Initiative o DOQI): >= 90 --> Normale 60 - 89 --> VFG ridotta 30 - 59 --> Stadio 3 15 - 29 --> Stadio 4 < 15 --> Stadio 5 La condizione di "VFG ridotta"senza danno renale è frequente nell'età avanzata ed è considerata "normale per l'età". Può anche essere causata da diete vegetariane, nefrectomia monolaterale, deplezione del fluido extracellulare, malattie sistemiche associate ad una ridotta perfusione renale come lo scompenso cardiaco o la cirrosi epatica. In assenza di danno renale, tale condizione non si configura come nefropatia cronica.
396	VITAMINA B1 (IDROSOLUBILE)		7
	VITAMINA B1 (IDROSOLUBILE)	HPLC	mcg/L
			28 - 85
66170	VITAMINA B6 (IDROSOLUBILE)		8
	VITAMINA B6 (IDROSOLUBILE)	HPLC	mcg/L
			3,6 - 18.0
91032	Micoplasma da tampone cervico-vaginale		2
	Micoplasma da tampone cervico-vaginale	Metodo biochimico	

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
13125	ENA ANTIGENE SCL 70 Abs		0	
	SCL 70	MULTIPLEX LUMINEX	index	A.I. (indice anticorpale) < 0.70 Neagtivo 0.70 - 1.00 Dubbio > 1.00 Positivo
421	Ureaplasma da tampone cervico-vaginale		2	
	Ureaplasma da tampone cervico-vaginale	Metodo biochimico		
90894	Chlamydia da tampone cervico-vaginale		2	
	amydia da tampone cervico-vaginale	Immunocromatografia		
90124	Catecolamine urinarie		13	
	Adrenalina urinaria		mcg/24h	fino a 27
900641	Amilasi urinaria	90064	1	
	Amilasi urinaria	amy	U/l	16 - 491
520	ELASTASI 1 PANCREATICA		16	
	ELASTASI 1 PANCREATICA			µg/g di feci > 200 --> normale < 200 --> patologico
90124	Catecolamine urinarie		13	
	Noradrenalina urinaria		mcg/ml	fino a 97
190229	tampone alimento B7		4	
	Carica microbica	BIOCHIMICO COLORIMETRICO		< 4 UFC--> ASSENZA DI CARICHE BATTERICHE GR + --> 5-500 UFC GR++ --> 50-500 GR +++ --> > 500
	Salmonella			
	Proteus			
	Proteus spp /Providencia spp			
	Escherichia coli			
	Listeria spp.			
	Staphylococcus a.			
	Lieviti e muffe			
2580	ISOENZIMI LDH		8	
	ISOENZIMI LDH	elettroforesi		LDH TOTALE UOMINI: 135 - 225 DONNE: 135 - 214 L.D.H. 1 % 16.1-31.5 L.D.H. 2 % 29.2-41.6 L.D.H. 3 % 17.0-26.2 L.D.H. 4 % 5.9-12.3 L.D.H. 5 % 3.2-17.3
	LDH 1		%	
	LDH 2		%	
	LDH 3		%	
	LDH 4		%	
	LDH 5		%	
354	vitamina k		15	
	vitamina K	LC-MS	ng/ml	50 - 900 dig < 1800 p
13216	TOXOCARA CANIS (LARVA MIGRANS) Abs		8	
	TOXOCARA CANIS (LARVA MIGRANS) Abs	EIA		MONA < 9 per screening dubbi e positivi si effettua test di conferma
140909	Screening droghe d'abuso		1	
	METAMFETAMINA (MET)			
	MORFINA (MOP)			
	ECSTASY (MDMA)			
	METADONE (MTD)			
	MARIJUANA (THC)			
365	cistina urinaria		15	
	CISTINA URINARIA	hplc	micromol/l	< 1250
140909	Screening droghe d'abuso		1	

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	SCREENING DROGHE D'ABUSO	immunocromatografia	NEGATIVO ----- I risultati del test di screening eventualmente positivi devono essere confermati con test in GS/MS.
498	ISTONI Abs	90516	10
	ISTONI Abs	immunoenzimatico	<1.00 --> NEGATIVO > o uguale 1.00 --> POSITIVO
13123	ENA ANTIGENE SM Abs		3
	ENA ANTIGENE SM Abs	MULTIPLEX LUNINEX	indice < 1,00 Negativo > o uguale 1,00 Positivo
198	CITOLOGIA ESFOLIATIVA NASALE		10
	CITOLOGIA ESFOLIATIVA NASALE	CITOLOGIA IN FASE LIQUIDA	
903851	PROTEINURIA 24 h	90385	2
	diuresi		mL
7841	OSMOLARITA' SIERICA		9
	OSMOLARITA' SIERICA	PRESSIONE DI VAPORE	mOsm/Kg 280 - 295
7842	OSMOLARITA' URINARIA		8
	OSMOLARITA' URINARIA	PRESSIONE DI VAPORE	mOsm/Kg 50 - 1200
461	VON WILLEBRAND Ag		10
	VON WILLEBRAND Ag	turbidimetria	% 50.0 - 160
6717	vitamina a		8
	vitamina a	HPLC	mg/L 0.3-0.7
4	coprocultura (germi comuni)	90943	2
	Salmonelle		
201	Micoplasma su campione di urine		2
	Micoplasma su campione di urine	Metodo biochimico	
4	coprocultura (germi comuni)	90943	2
	Shigelle		
	Campylobacter		
5880	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA A		2
	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA A	IMMUNOCROMATOLOGRAFIA	NEGATIVO
902452	FOSFORO URINARIO	90243	1
	DIURESI		mL
901141	CALCIO TOTALE (Urine)	90114	2
	DIURESI		mL
5881	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA B		2
	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA B	IMMUNOCROMATOLOGRAFIA	NEGATIVO
149	Prenatal Safe Plus		0
	Prenatal Safe Plus		
250608	Pannello trombofilia 5 mutazioni		10
	Pannello trombofilia 5 mutazioni		
90852	ANTIBIOGRAMMA DA URINOCOLTURA (MIC)		2
	ANTIBIOGRAMMA DA URINOCOLTURA (MIC)	MIC	
250607	Pannello trombofilia 15 mutazioni		10
	Pannello trombofilia 15 mutazioni		
90895	Tampone faringeo per Chlamydia		2
	Tampone faringeo per Chlamydia	immunocromatografia	assente
90933	Ulcera da decubito (tallone SX)	90933	3
	Ulcera da decubito (tallone SX)		
905821	ANTIBIOGRAMMA DA TAMPONE (MIC)		2
	ANTIBIOGRAMMA DA TAMPONE (MIC)	MIC	
909352	Tampone mucosa orale gengivale	90935	2
	Tampone mucosa orale gengivale		
905822	ANTIBIOGRAMMA COLTURA (MIC)		2
	ANTIBIOGRAMMA COLTURA (MIC)	MIC	
909356	Tampone tasca parodontale	90935	2

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	Tampone tasca parodontale		
909355	Tampone fornice vestibolare	90935	2
	Tampone fornice vestibolare		
6343	IMMUNOGLOBULINE IgG 3		6
	IMMUNOGLOBULINE IgG 3	immunonefelometrico	g/L 0,2 - 1,1
90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)		5
	proteine totali urinarie		mg/24h
6342	IMMUNOGLOBULINE IgG 2		6
	IMMUNOGLOBULINE IgG 2	immunonefelometrico	g/L 1,5 - 6,4
901421	Ldl-colesterolo (dosaggio diretto)		1
	Ldl-colesterolo	Enzimatico	mg /dL inferiore a 128 mg/dl
90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)		5
	albumina		%
6341	IMMUNOGLOBULINE IgG 1		6
	IMMUNOGLOBULINE IgG 1	immunonefelometrico	g/L 4,9 - 11,4
90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)		5
	alfa 1 globuline		%
	alfa 2 globuline		%
	beta globuline		%
90122	Esame calcoli urinari	90122	4
	Ossalato di calcio monoidrato		%
	Ossalato di calcio biidrato		%
	Fosfato di calcio biidrato		%
90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)		5
	gamma globuline		%
680	Lamotrigina		5
	Lamotrigina	HPLC	mg/L Intervallo terapeutico 3 - 14
430	INTERLEUCHINA 6		0
	INTERLEUCHINA 6	ECLIA	pg / mL < 7
482	ANTI-DNA DENATURATO (ssDNA) Abs		10
	ANTI-DNA DENATURATO (ssDNA) Abs	EIA	U/ml fino a 20
159	Prenatal Safe 5		15
	Prenatal Safe 5		
164	Prenatal Safe 3		15
	Prenatal Safe 3		
1631	PERTOSSE Abs IgA		2
	PERTOSSE Abs IgA	ELISA	UA/ml <8.5 --> Negativo 8.5-11.5 --> Dubbio >11.5 --> Positivo
1632	PERTOSSE Abs IgG		2
	PERTOSSE Abs IgG	ELISA	UA/ml <8.5 --> Negativo 8.5-11.5 --> Dubbio >11.5 --> Positivo
90122	Esame calcoli urinari	90122	4
	Fluofosfato di calcio		%
1633	PERTOSSE Abs IgM		2
	PERTOSSE Abs IgM	ELISA	UA/ml <8.5 --> Negativo 8.5-11.5 --> Dubbio >11.5 --> Positivo
90122	Esame calcoli urinari	90122	4
	Fosfato di ammonio e magnesio		%
	Carbonato e fosfato di calcio		%
	Acido urico		%
	Urato di ammonio		%
	Cistina		%
1667	CATENE LEGGERE LIBERE K E LAMBDA SIERO		3
	CATENE LEGGERE LIBERE K E LAMBDA SIERO	nefelometrico	g/L
6425	TRIPTASI		9
	TRIPTASI	RIA	mcg/L < 11,4
743	FATTORE XII		15

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	FATTORE XII		%	52 - 164
720	CARBOSSIEMOGLOBINA			8
	CARBOSSIEMOGLOBINA	CARBOSSIMETRO	%	Popolazione generale non fumatori <1,5 Popolazione generale fumatori: < 8,0 Pop. prof. esposta non fumatori: < 3,5 Pop. prof. esposta fumatori: <12
951	Chlamydia trachomatis IgG			3
	Chlamydia trachomatis IgG	Immunoenzimatico	UA	<8.5 Negativo 8.5 - 11.5 Dubbio >11.5 Positivo
1202	C1Q			3
	C1Q	nefelometria	mg/L	100 - 250
952	Chlamydia trachomatis IgA			3
	Chlamydia trachomatis IgA	Immunoenzimatico	UA	<8.5 Negativo 8.5 - 11.5 Dubbio >11.5 Positivo
782	Ricerca miceti su tampone (colturale)	90984		2
	Ricerca miceti su tampone (colturale)	colturale		
953	Chlamydia trachomatis IgM			3
	Chlamydia trachomatis IgM	Immunoenzimatico	UA	<8.5 Negativo 8.5 - 11.5 Dubbio >11.5 Positivo
6614	VITAMINA B2 (IDROSOLUBILE)	90451		7
	VITAMINA B2 (IDROSOLUBILE)	HPLC	mcg/L	137-370
903341	MICROALBUMINURIA (24H)			0
	MICROALBUMINURIA (24h)	turbidimetrico	mg/24h	< 30
6199	CRITOSPORIDIUM AG RICERCA DIRETTA			2
	CRITOSPORIDIUM AG RICERCA DIRETTA	immunocromatografico		NEGATIVO
903841	ELETTROFORESI SIEROPROTEICA	90384		2
	-	gel agarosio		
	PROTEINE TOTALI		g/dL	6,3 - 8,7
	RAPP A/G			1,0 - 1,78
	ALBUMINA		%	50,0 - 64,0
	ALFA1		%	1,8 - 4,6
	ALFA2		%	6,0 - 13,5
	BETA1		%	6,5 - 10,5
	ALBUMINA		g/dL	3,15 - 5,31
	ALFA1		g/dL	0,11 - 0,38
	ALFA2		g/dL	0,38 - 1,12
	BETA1		g/dL	0,41 - 0,87
	GAMMA		g/dL	0,66 - 1,70
	BETA2		g/dL	0,15 - 0,50
	BETA2		%	2,5 - 6,0
	-			
	GAMMA		%	10,5 - 20,5
	Beta 1 picco M 1			
	Beta 1 picco M 1			
	Beta 2 picco M 1			
	Beta 2 picco M 1			
	Gamma picco M 1			
	Gamma picco M 1			
	Gamma picco M 2			
	Gamma picco M 2			
	Gamma picco M 3			
5320	RICKETTSIA CONORI IGG - IGM			12
	RICKETTSIA CONORI IGG	IFI	TITOLO	< 1/64
	RICKETTSIA CONORI IGM	IFI	TITOLO	< 1/64
1224	BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Abs IgA			7
	BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Abs IgA	multiplex luminex	U/ml	< 20= Negativo 20-39= Positivo Basso 40-79= Positivo Medio 80-160= Positivo Alto
1132	LISOZIMA SIERICO			17

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	LISOZIMA SIERICO	Rid	mg/L 4,60-17,6
422	Anticorpi anti fattore VIII		12
	Anticorpi anti fattore VIII	immunometrico	
7850	METOSSIAMINE PLASMATICHE		9
	METOSSIAMINE PLASMATICHE	LC-mc	pg/ml Metanefrine < 90 Normetanefrine < 180
90622	ESAME EMOCROMOCITOMETRICO	90622	0
	RDW-CV		% 11,9 - 15,5
90284	CATENE KAPPA E LAMBDA urine		6
	catene leggere tipo K		g/L
	catene leggere tipo lambda		g/L Assenti
1201	C1 INATTIVATORE		2
	C1 INATTIVATORE	nefelometria	mg/L 210 - 390
903841	ELETTROFORESI SIEROPROTEICA	90384	2
	Gamma picco M 3		
7850	METOSSIAMINE PLASMATICHE		9
	Metanefrine		pg/ml < 90
	Normetanefrine		pg/ml <180
6208	LEVETIRACETAM (KEPPRA)		6
	LEVETIRACETAM (KEPPRA)	HPLC	mg/L 10 - 37 Per soggetti in terapia > 400 Soglia di tossicità
591	E. COLI 0:157 NELLE FECI ESAME COLTURALE		4
	E. COLI 0:157 NELLE FECI ESAME COLTURALE	colturale	NEGATIVO
13200	CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgG		4
	CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgG	ELISA	UA/ml U.A. < 8.5 negativo 8.5 - 11.5 dubbio > 11.5 positivo
91275	YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE		0
	YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE	colturale	
13201	CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgM		4
	CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgM	ELISA	UA/ml U.A. < 8.5 negativo 8.5 - 11.5 dubbio > 11.5 positivo
132	Micoplasma da tampone rettale		2
	Micoplasma da tampone rettale	Metodo biochimico	NEGATIVO
165	Ureaplasma su campione di urine		2
	Ureaplasma su campione di urine	Colturale	Negativo
8921	Disbiosi test		9
	Disbiosi Test	HPLC + LC/MS	
90745	conta dei reticulociti	90745	1
	RHE (Contenuto reticolocitario di Hb)	Sysmex XT4000	pg ----- RHE (Contenuto reticolocitario di Hb) 29,0 - 36,0
7861	NORMETANEFRIE URINARIE		8
	NORMETANEFRIE URINARIE	HPLC	
1131	ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGG		4
	ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGG	CHEMILUMINESCENZA	index < 0.9 Negativo 0.9 - 1.1 Dubbio > 1.1 Positivo
1141	ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGM		4
	ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGM	CHEMILUMINESCENZA	index < 0.9 Negativo 0.9 - 1.1 Dubbio > 1.1 Positivo
90622	ESAME EMOCROMOCITOMETRICO	90622	0
	Neutrofili		10 ³ /uL 2,2 - 6,175
	Linfociti		10 ³ /uL 0,8 - 3,8

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	Monociti		10 ³ /uL 0,12 - 1,044
	Eosinofili		10 ³ /uL 0,0 - 0,76
	Basofili		10 ³ /uL 0,0 - 0,143
1672	HIV 1 / HIV 2 RIBA TEST DI CONFERMA		8
	HIV 1 / HIV 2 RIBA TEST DI CONFERMA	RIBA	
1667	CATENE LEGGERE LIBERE K E LAMBDA SIERO		3
	FLC Kappa	mg/L	6,7 - 22,4
	FLC Lambda	mg/L	8,3 - 27,0
329	VITAMINA D 1,25 DIIDROSSI (LIPOSOLUBILE)		3
	VITAMINA D 1,25 DIIDROSSI (LIPOSOLUBILE)	CHEMILUMINESCENZA	pg/ml 19,9 - 79,3
166	Sars-Cov2 Ab (diagnosotica rapida)		0
	Sars-Cov2 IgG	immunocromatografia	
1667	CATENE LEGGERE LIBERE K E LAMBDA SIERO		3
	Rapporto K/Lambda		0,31 - 1,56
166	Sars-Cov2 Ab (diagnosotica rapida)		0
	Sars-Cov2 IgM	immunocromatografia	
1924	Intolleranze Alimentari EasyFood 60		7
	Intolleranze Alimentari EasyFood 60	MICROARRAY	
1926	Intolleranze Alimentari EasyFood 120		7
	Intolleranze Alimentari EasyFood 120	microarray	
1927	Intolleranze Alimentari EasyFood 184		7
	Intolleranze Alimentari EasyFood 184	microarray	
904433	URINE ES. CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	90443	0
	Colore		giallo
1925	Intolleranze Alimentari EasyFood 92		7
	Intolleranze Alimentari EasyFood 92	microarray	
904433	URINE ES. CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	90443	0
	Aspetto		limpido
	pH		4,5 - 8,2
	Peso Specifico		1.010 - 1.030
	Glucosio	mg /dL	< 30 mg/dL
	Proteine	mg /dL	0,00 - 20,00 < 20 mg/dL
	Emoglobina	mg /dL	ASSENTE
	Corpi chetonici	mg /dL	ASSENTI
	Bilirubina	mg /dL	ASSENTE
	Urobilinogeno	mg /dL	0,1 - 2,1
	Esterasi Leucocitaria	gr/dl	Assenti
	Nitriti	mg /dL	Assenti
	ESAME MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO		
	Eritrociti	n/mcl	0 - 15
	Leucociti	n/mcl	0 - 18
	Cellule epiteliali	n/mcl	0 - 10
	Batteri	n/mcl	0 - 500
	Note		
167	Sars-Cov2 Ab (CLIA)		2
	Sars-Cov2 IgG (Spike-RDB)		

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	Sars-Cov2 IgM		il dosaggio è utilizzato quale ausilio per la valutazione dello stato immunitario degli individui. I risultati del dosaggio non possono essere usati come unica base per la diagnosi. La rilevazione degli anticorpi non permette di stabilire se il virus, in particolare il SARS CoV-2 è ancora in fase di crescita (replicativa), quindi un risultato negativo non esclude la possibilità di un'infezione in atto in fase precoce ed il relativo rischio di contagiosità dell'individuo. Per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARS-CoV2, il che significa che i tests sierologici potrebbero rilevare anticorpi precedentemente generati contro virus della stessa famiglia, generando "falsi positivi".
1073	DESMOGLEINA 1 ABS		9
	DESMOGLEINA 1 ABS	ELISA	RU/ml < 20,00 Negativo
1074	DESMOGLEINA 3 ABS		9
	DESMOGLEINA 3 ABS	ELISA	RU/ml < 20,00 Negativo
167	Sars-Cov2 Ab (CLIA)		2
	Sars-Cov2 IgG (Spike-RDB)		aU/ml < 1,00 NEGATIVO > 1,00 POSITIVO
	Sars-Cov2 IgM		aU/ml < 1,00 NEGATIVO > 1,00 POSITIVO
168	Sars-Cov2 IgG (Spike-RDB)		2
	Interpretazione		il dosaggio è utilizzato quale ausilio per la valutazione dello stato immunitario degli individui. I risultati del dosaggio non possono essere usati come unica base per la diagnosi. La rilevazione degli anticorpi non permette di stabilire se il virus, in particolare il SARS CoV-2 è ancora in fase di crescita (replicativa), quindi un risultato negativo non esclude la possibilità di un'infezione in atto in fase precoce ed il relativo rischio di contagiosità dell'individuo. Per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARS-CoV2, il che significa che i tests sierologici potrebbero rilevare anticorpi precedentemente generati contro virus della stessa famiglia, generando "falsi positivi".
1956	QUANTIFERON TB GOLD PLUS		16
	QUANTIFERON TB GOLD PLUS	igra	Negativo
168	Sars-Cov2 IgG (Spike-RDB)		2
	IgG (Spike-RDB)	Clia	aU/ml < 1,00 NEGATIVO > 1,00 POSITIVO
900241	Acido ippurico (fine turno)		6

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	Acido ippurico (fine turno)	hplc	g/g cre	IBE= 1,6 gr/gr di creatinina
701	Piombo urine inizio turno			6
	Piombo urine fine turno	assorbimento atomico	mcg/L	Popolazione generale : < 2,64 Soggetti professionalmente esposti : Valore limite non proposto
1076	BP180 ABS			9
	BP180 ABS	ELISA		
7011	Piombo urine fine turno			6
	Piombo urine fine turno	assorbimento atomico	mcg/L	Popolazione generale : < 2,64 Soggetti professionalmente esposti : Valore limite non proposto
7299	Acetone urine inizio turno			6
	Acetone urine inizio turno	Gc	mg/L	Popolazione generale: < 2,20 Soggetti professionalmente esposti: acetone: < 25 (f.t.) isopropanolo: < 40 (f.t. / f.s.l.)
1075	BP230 Ab			9
	BP230 Ab	ELISA		
72919	Acetone urine fine turno			6
	Acetone urine inizio turno	Gc	mg/L	Popolazione generale: < 2,20 Soggetti professionalmente esposti: acetone: < 25 (f.t.) isopropanolo: < 40 (f.t. / f.s.l.)
901241	Catecolamine plasmatiche			13
	Catecolamine plasmatiche	HPLC	mcg/24h	
	Adrenalina plasmatica		pg/ml	20 -190
	Noradrenalina plasmatica		pg/ml	70 - 480
131	Anti ENA 6 PROFILO			6
	Anti centromero CENP-B	multiplex luminex	index	Anti centromero CENP-B ----- < 0,80 Negativo 0,80 - 1,10 Dubbio > 1,10 Positivo
1381	MEMBRANA BASALE DEL GLOMERULO Abs			4
	MEMBRANA BASALE DEL GLOMERULO Abs	multiplex luminex	AI	< 1,00 NEGATIVO > o uguale 1,00 POSITIVO
462	VON WILLEBRAND ATTIVITA			0
	VON WILLEBRAND ATTIVITA'	IMMUNOTURBIDIMETRICO	%	47.8 - 173.2
7821	Miceti su unghia piede DX (colturale)	90933		2
	Miceti su unghia piede DX (colturale)	colturale		
901141	CALCIO TOTALE (Urine)	90114		2
	Calcio totale urine		mg/24h	100 - 300
7822	Miceti su unghia piede SX (colturale)	90933		2
	Miceti su unghia piede DX (colturale)	colturale		
903141	SPERMIOGRAMMA SU CAMPIONE FISSATO			9
	SPERMIOGRAMMA SU CAMPIONE FISSATO			
90715	Plasminogeno			8
	Plasminogeno	CROMOGENICO	%	75 - 160
724	RAME URINE INIZIO TURNO			8
	RAME URINE INIZIO TURNO	Assorbimento atomico	mcg/L	Popolazione generale < 24,0 Soggetti professionalmente esposti : Valore limite non proposto
902452	FOSFORO URINARIO	90243		1
	Fosforo urinario		g/24h	0,4 - 1,30
596	ECHINOCOCCO Abs SCREENING			8
	ECHINOCOCCO Abs SCREENING	ELISA	UA	
904411	AZOTURIA	90441		1
	DIURESIS			

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	AZOTURIA		g/24h	27, 5 - 42, 9
740	FATTORE IX			0
	FATTORE IX	COAGULOMETRICO	%	55 - 163
904351	URICURIA	90435		2
	DIURESI			
	URICURIA		mg/24h	250 - 750
735	ETANOLO URINARIO INIZIO TURNO			2
	ETANOLO URINARIO INIZIO TURNO	ENZIMATICO		
904041	SODIO (Urine)	90404		1
	DIURESI		mL	
736	ETANOLO URINARIO FINE TURNO			2
	ETANOLO URINARIO FINE TURNO	ENZIMATICO		
904041	SODIO (Urine)	90404		1
	Sodio urinario		mEq/24 h	40 - 220
90202	ETANOLO EMATICO			3
	ETANOLO EMATICO	enzimatico colorimetrico	mg/ml	Assente Analgesia lieve, incordinazione 0.2-0.4 Compromissione alla guida > di 0.5
903741	POTASSIO (Urine)	90374		1
	DIURESI		mL	
	Potassio urinario		mEq/24 h	25 - 150
6081	HDV (VIRUS EPATITE DELTA) ABS			4
	HDV (VIRUS EPATITE DELTA) ABS	IMMUNOENZIMATICO		NEGATIVO
903851	PROTEINURIA 24 h	90385		2
	Proteine Urinarie 24h		mg/24h	< 140
6082	EPATITE DELTA ABS IGM			16
	EPATITE DELTA ABS IGM	IMMUNOENZIMATICO		NEGATIVO
904132	TESTOSTERONE URINARIO	90413		10
	TESTOSTERONE URINARIO	CHEMILUMINESCENZA	mcg/die	< 10
1064	ACIDO METIL MALONICO			11
	ACIDO METIL MALONICO	GC/MS	mcg/L	fino a 47
440	Fattore X			0
	Fattore X	coagulativo	%	60 - 152
744	FATTORE XIII			0
	Fattore XIII	coagulazione	%	50 - 155
685	FK 506 (TACROLIMUS)			6
	FK 506 (TACROLIMUS)	IMMUNOENZIMATICO	ng/ml	Concentrazione terapeutica: 5-20
9027111	GLICEMIA dopo 150 min	90271		1
	GLICEMIA dopo 150 minuti	Enzimatico Colirimetrico	mg /dL	60 - 110
903351	MIOGLOBINA URINARIA			2
	MIOGLOBINA URINARIA	immunochimico	mcg/L	< 6
902612	INSULINA dopo 150 minuti	90291		1
	INSULINA dopo 150 minuti	Immunometrico	μU/mL	2,6 - 24,9
13215	PNEUMOCOCCO IGG			21
	PNEUMOCOCCO IGG	EIA	mg/L	< 3.3
901812	DOPAMINA URINARIA			6
	DOPAMINA URINARIA	Immonometria	mcg/24h	fino a 500
170	SarsCov2 Ag			0

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	SarsCov2 Ag (Test Rapido)	IMMUNOCROMATOLOGRAFIA	NEGATIVO ----- (in caso di positività la stessa deve essere confermata mediante tampone molecolare. in attesa dell'esito del tampone molecolare il paziente è tenuto all'isolamento. ***SIGNIFICATO DEL TEST*** Un test antigenico positivo indica la possibile infezione da SarsCov2. Una persona con un test antigenico positivo si deve sottoporre ad un tampone nasofaringeo molecolare di conferma della positività. I limiti di specificità e sensibilità del metodo possono generare risultati falsamente positivi. Un test antigenico negativo indica con un elevato livello di probabilità assenza di infezione da SARS-CoV-2, ma non è assoluta garanzia dell'assenza di infezione da SARS-CoV-2 poiché limiti di specificità e sensibilità del metodo possono generare risultati falsamente negativi. In presenza di sintomatologia contattare il medico curante per ulteriori indagini.
3321	PERCENTUALE DI SATURAZIONE DELLA TRANSFE		2
	PERCENTUALE DI SATURAZIONE DELLA TRANSFE	calcolo derivato	% 30 - 40
1524	CDT REFLEX		7
	CDT REFLEX	Elettroforesi capillare	% 0 - 2,5
1365	ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3)		4
	ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3)	MULTIPLEX LUMINEX	AI < 1 NEGATIVO
1643	PIRIDINOLINA LIBERA URINE 2 ORE		8
	PIRIDINOLINA LIBERA URINE 2 ORE	HPLC	pmol/mol cre 17,04 - 32,36
571	FLUORO		15
	FLUORO	ISE	mcg/L <30 intervallo terapeutico 100-300
460	CONTA DI ADDIS		2
	Conta di Addis	Microscopia	
	Leucociti/24h		< 2000000/24h
	Eritrociti/24h		< 1000000/24h
60114	HLA TIPIZZAZIONE COMPLETA (LOCI A-B-C, D)		11
	HLA TIPIZZAZIONE COMPLETA (LOCI A-B-C, D)	biologia molecolare	
30510	EMOCROMO CITRATO	90622	0
	RDW-CV (citrato)		% 11,9 - 15,5
	Neutrofili (citrato)		10 ³ /uL 2,2 - 6,175
	Linfociti (citrato)		10 ³ /uL 0,8 - 3,8
	Monociti (citrato)		10 ³ /uL 0,12 - 1,044
	Eosinofili (citrato)		10 ³ /uL 0,0 - 0,76
	Basofili (citrato)		10 ³ /uL 0,0 - 0,143
79970	CARNITINA		9
	CARNITINA	LC/MS	mg/L 4,67 - 9,37
	CARNITINA LIBERA	LC/MS	mg/L 3,96 - 8,21
7144	CROMO		6
	CROMO	Assorbimento atomico	mcg/L < 1
7261	COBALTO PLASMATICO		8
	COBALTO PLASMATICO	Assorbimento atomico	mcg/L < 1,0
2158	ANTICORPI ANTI LEGIONELLA IGM		7

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	Chemiluminescenza	AI	< 0,90 Negativo 0,90 - 1,10 dubbio > 1,10 positivo
1099	HBV DNA GENOTIPO		11
	HBV DNA GENOTIPO	PCR	
411	ROSOLIA ABS TEST DI AVIDITA'		0
	ROSOLIA ABS TEST DI AVIDITA'	IMMUNOENZIMATICO	% < 0 uguale 30 Bassa avidità 30 - 40 Avidita' intermedia > 40 Alta avidita'
757	SELENIO SIERICO		7
	SELENIO SIERICO	Assorbimento atomico	mcg/L < 159
1584	GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA MAG ABS		16
	GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA MAG ABS	immunoenzimatico	btu < 1000 Negativo
140909	Screening droghe d'abuso		1
	BUPRENORFINA (BUP)		
1383	ZONULINA SIERICA		16
	ZONULINA SIERICA	EIA	ng/ml < 38.0
71108	CDT (metodo HPLC)		7
	CDT (transferrina acido sialico carente)	HPLC	% 0 - 2,5 in base allo stato attuale delle conoscenze, in caso di valori di CDT compresi tra 1,2 e 2,5 è consigliabile un'ulteriore verifica, quale la determinazione dell'etilglucoronide nei capelli
901532	CORTISOLO urinario	90153	2
	diuresi		mL
1942	ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI IGG+ IGM		0
	ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI IGG+ IGM	IMMUNODOT	
94	TIBC Capacita ferro legante		5
	transferrina		mg/dl 200 - 360
6412	PROCOLLAGENE III PROPEPTIDE		10
	PROCOLLAGENE III PROPEPTIDE	EIA	mcg/L 2,9 - 8,1
352	CISTATINA C		2
	CISTATINA C	IMMUNOTURBIDIMETRICO	mg/L 0,56 - 0,95
168	Sars-Cov2 IgG (Spike-RDB)		2
	Relazione quantitativa con standard OMS	Clia	BAU/ml < 4,33 NEGATIVO > 4,33 POSITIVO
901051	Bilirubina diretta	90105	0
	Bilirubina Diretta	colorimetrico	mg /dL <0.2
167	Sars-Cov2 Ab (CLIA)		2
	Relazione quantitativa con standard OMS		BAU/ml < 4,33 NEGATIVO > 4,33 POSITIVO
904433	URINE ES. CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	90443	0
	Conducibilità		mS/cm 5 - 38
	Cellule Transizionali		n/mcl 0 - 10
	Cristalli		n/mcl 0 - 100
	Miceti		n/mcl 0 - 40
901632	CREATININA URINE DEL MATTINO	90163	1
	CREATININA URINE DEL MATTINO	Cinetico Jaffé	mg/dl donne 28-217 uomini 39-252
8921	Disbiosi test		9
	Scatolo	HPLC + LC/MS	mcg/L < 10 Assenza di Disbiosi 10 - 20 Disbiosi Lieve 20,1 - 40 Disbiosi Media > 40 Disbiosi Grave

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
	Indicano		mcg/L < 20 Assenza di Disbiosi 20 - 40 Disbiosi Lieve 40,1 - 80 Disbiosi Media > 80 Disbiosi Grave
9027113	glicosuria (urine 24h)	90271	0
	glicosuria (urine 24h)	Enzimatico Colorimetrico	gr/L <0.5
91393	CITOLOGICO SECRETO MAMMARIO		15
	CITOLOGICO SECRETO MAMMARIO		
2151	BRUCELLA Abs WRIGHT		3
	BRUCELLA ABS WRIGHT	agglutinazione	< o uguale 1:40 negativo 1:80 - 1:160 dubbio > 1:160 positivo
171	SarsCov2 Ag INGLESE		0
	SarsCov2 Ag (Rapid Test)	FIA	NEGATIVE ----- (in case of positivity the same must be confirmed by molecular swab. pending the outcome of the molecular swab, the patient is required to be isolated. *** LIMITATION OF METHODOLOGY *** A positive antigen test indicates possible SarsCov2 infection. A person with a positive antigen test should undergo a molecular nasopharyngeal swab to confirm positivity. The limits of specificity and sensitivity of the method can generate false positive results. A negative antigen test indicates with a high level of probability the absence of SARS-CoV-2 infection, but is not an absolute guarantee of the absence of SARS-CoV-2 infection as specificity and sensitivity limits of the method can generate false negative results. In the presence of symptoms, contact the attending physician for further investigations.
90533	ANTICORPI ANTI PIASTRINE INDIRETTO		6
	Anti glicoproteina IIb/IIIa		
	Anti glicoproteina Ia/IIa		
5037	ESAME COLTURALE LIQUIDI CAVITARI		7
	ESAME COLTURALE LIQUIDI CAVITARI	COLTURALE	NESSUNO SVILUPPO
90533	ANTICORPI ANTI PIASTRINE INDIRETTO		6
	Anti glicoproteina Ib/IX		
	Anti glicoproteina IV		
	anti-HLA Classe I		
91394	CITOLOGICO LIQUIDO SINOVIALE		15
	CITOLOGICO LIQUIDO SINOVIALE		
6550	GASTROPROFILE		16
	Pepsinogeno I	mcg/L	30 - 165
	Pepsinogeno II	mcg/L	3-15
	Pepsinogenol/PepsinogenolI		3,00 - 20,00
	Gastrina 17	pmol/l	1 - 10
	Helicobacter Pylori Abs	EIU	< 30
1384	ZONULINA FECALE		11
	ZONULINA FECALE	EIA	ng/ml 14 - 108
372	VITAMINA B9		9
	VITAMINA B9	LIA	ng/ml ery 250 - 800

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
1251	LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTIGENE SOLUBILE		2
	LEGIONELLA PNEUMOPHILA ANTIGENE SOLUBILE	immunocromatografia	NEGATIVO
399	HERPES VIRUS 6 IGG		10
	HERPES VIRUS 6 IGG	IFI	TITOLO < 1/20 Negativo
1565	HERPES VIRUS 8 IGG		0
	HERPES VIRUS 8 IGG	IFI	TITOLO < 1/100
34	Tampone rettale - ricerca salmonella		2
	Tampone rettale - ricerca salmonella	colturale	NEGATIVO
51210	POL D5 POLISTES DOMINULUS		6
	POL D5 POLISTES DOMINULUS	Immunocap	kua/l < 0,10
646	C 1 ESTERASI INIBITORE ATTIVITA'		16
	C 1 ESTERASI INIBITORE ATTIVITA'	PHO	% 70 - 130
51211	VES V1 VESPULA VULGARIS		6
	VES V1 VESPULA VULGARIS	Immunocap	kua/l < 0,10
7260	COBALTO URINARIO		8
	COBALTO URINARIO	Assorbimento atomico	mcg/L Popolazione generale <2,2 Soggetti professionalmente esposti <15
7149	CROMO URINARIO		6
	CROMO URINARIO	lcp/ms	mcg/L Popolazione generale <0,60 Soggetti professionalmente esposti a Cromo VI, fumi, composti solubili : < 25 (f.t. / f.s.l.) < 10 aumento durante il turno
51212	VES V5 VESPULA VULGARIS		6
	VES V5 VESPULA VULGARIS	Immunocap	kua/l < 0,10
1268	ZNT8 ABS		16
	ZNT8 ABS	ELISA	U/ml < 15 negativo ≥ 15 positivo
903342	Rapporto Albumina/Creatinina Urine (ACR)		1
	Albumina urine del mattino	turbidimetrico	mg/L 0 - 25
	Creatinina urine del mattino	Cinetico Jaffè	mg/dl donne 28-217 uomini 39-252
	Rapporto Albumina/Creatinina Urine (ACR)	calcolo	mg/g di crea < 30
50202	DER P1 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS		6
	DER P1 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS	Immunocap	kua/l < 0,10
404	CHIMOTRIPSINA FECALE		16
	CHIMOTRIPSINA FECALE	colorimetrico	u/g 37° c < 6.6 Attivita' insufficiente > 6.6 e < 13.2 attivita' dubbia > 13.2 attivita' normale
5203	DER P2 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS		6
	DER P2 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS	Immunocap	kua/l < 0,10
13209	DIFTERITE ABS		6
	DIFTERITE ABS	elisa	UI/ml. < 0.01 nessuna protezione. si raccomanda un' immediata immunizzazione di base completa 0.01- 0.09 protezione non affidabile. si raccomanda una ripetizione dell'immunizzazione e il controllo anticorpale dopo 4-6 settimane. 0.1 - 1.0 protezione affidabile. > 1.0 protezione a lungo termine.
50215	BET V1 BETULLA VERRUCOSA		6
	BET V1 BETULLA VERRUCOSA	Immunocap	kua/l < 0,10
445	ENTEROVIRUS (POLIOVIRUS) ABS		22
	ENTEROVIRUS (POLIOVIRUS) ABS	Nt	
	Poliovirus 1 abs	indice	< 1/4

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna	
	Poliovirus 3 abs		indice	< 1/4
7981	LEISHMANIA INFANTUM IGG			16
	LEISHMANIA INFANTUM IGG	Immunoenzimatico	UA/ml	> 11 positivo 9-11 dubbio < 9 negativo
1604	Human Platelet Alloantigens (HPA)			15
	Human Platelet Alloantigens (HPA)			
210	ALEX2 295			0
	ALEX2 295	MICROARRAY		
6005	EBV DNA (EPSTEIN BARR VIRUS)			8
	EBV DNA (EPSTEIN BARR VIRUS)	PCR REAL TIME		Non rilevato Limite di sensibilità: 250 copie/mL
574	AMILOIDE A			10
	AMILOIDE A	TURBIDIMETRIA	mg/dl	<0,8
1236	TIROSINA SIERICA			15
	TIROSINA SIERICA			
51226	CUP A1 CUPRESSUS ARIZONICA			6
	CUP A1 CUPRESSUS ARIZONICA	Immunocap	kua/l	< 0,10
2204	CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH			0
	CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH	Chemiluminescenza		Negativo
1241	TITOLO ANTISTAFILOLISINICO			3
	TITOLO ANTISTAFILOLISINICO	AGGLUTINAZIONE SU VETRINO	UI/ml	< 2
52211	PAR J2 PARIETARIA JUDAICA			6
	PAR J2 PARIETARIA JUDAICA	Immunocap	kua/l	< 0,10
1390	INTOLLERANZE ALIMENTARI ADDITIVI CHIMICI			10
	INTOLLERANZE ALIMENTARI ADDITIVI CHIMICI	citotossico		
173	SarsCov2 Ag (FIA)			0
	SarsCov2 Ag	FIA	indice	0 - 1,0
51205	PHL P1 PHLEUM PRATENSE			6
	PHL P1 PHLEUM PRATENSE	Immunocap	kua/l	< 0,10
173	SarsCov2 Ag (FIA)			0
	INTERPRETAZIONE	FIA		NEGATIVO ----- (in caso di positività la stessa deve essere confermata mediante tampone molecolare. in attesa dell'esito del tampone molecolare il paziente è tenuto all'isolamento. ***SIGNIFICATO DEL TEST*** Un test antigenico positivo indica la possibile infezione da SarsCov2. Una persona con un test antigenico positivo si deve sottoporre ad un tampone nasofaringeo molecolare di conferma della positività. I limiti di specificità e sensibilità del metodo possono generare risultati falsamente positivi. Un test antigenico negativo indica con un elevato livello di probabilità assenza di infezione da SARS-CoV-2, ma non è assoluta garanzia dell'assenza di infezione da SARS-CoV-2 poiché limiti di specificità e sensibilità del metodo possono generare risultati falsamente negativi. In presenza di sintomatologia contattare il medico curante per ulteriori indagini.
51215	PHL P5B PHLEUM PRATENSE			6
	PHL P5B PHLEUM PRATENSE	Immunocap	kua/l	< 0,10

COD. ESAME	DESCRIZIONE ESAME	COD. SSN	Giorni di consegna
60070	HSV-1/HSV-2 DNA da tampone vaginale		8
	HSV-1/HSV-2 DNA da tampone vaginale		copie/ml Non rilevato ----- Limite di sensibilità: 250 copie/mL
525	ALFA 1 MICROGLOBULINA		2
	ALFA 1 MICROGLOBULINA	Nefelometria	mg/L < 12